

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość alkilofenoli ^{2), 3)} Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość tertbutylofenoli (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 4-tert-butylofenol (TBP) [CAS: 98-54-4] Zakres: (0,010-1,0) mg/kg płynu modelowego 2,6-di-tert-butylo-4- metylofenol (BHT) [CAS: 128-37-0] Zakres: (0,20-10) mg/kg płynu modelowego 2,6-di-tert-butylo-4- etylofenol (DTBEP) [CAS: 4130-42-1] Zakres: (0,40-10) mg/kg płynu modelowego Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-508 wyd. 2 z dn. 07.11.2023
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość tertbutylofenoli (MPPO (Tenax)) 4-tert-butylofenol (TBP) [CAS: 98-54-4] Zakres: (0,0015- 0,17) mg/dm² 2,6-di-tert-butylo-4- metylofenol (BHT) [CAS: 128-37-0] Zakres: (0,030- 0,17) mg/dm² 2,6-di-tert-butylo-4- etylofenol (DTBEP) [CAS: 4130-42-1] Zakres: (0,060- 0,17) mg/dm² Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-508 wyd. 2 z dn. 07.11.2023

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of alkylphenols ^{2), 3)} High performance liquid chromatography method with fluorescence detection (HPLC-FLD) Specific migration (calculated)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of butylphenols (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) 4-tert-butylphenol (TBP) [CAS: 98-54-4] Range: (0,010-1,0) mg/kg of food simulant 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT) [CAS: 128-37-0] Range: (0,20-10) mg/kg of food simulant 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol (DTBEP) [CAS: 4130-42-1] Range: (0,40-10) mg/kg of food simulant High performance liquid chromatography method with fluorescence detection (HPLC-FLD) Specific migration (calculated)	PB-508 ed.2 of 07.11.2023
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of butylphenols (MPPO (Tenax)) 4-tert-butylphenol (TBP) [CAS: 98-54-4] Range: (0,0015- 0,17) mg/dm ² 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT) [CAS: 128-37-0] Range: (0,030- 0,17) mg/dm ² 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol (DTBEP) [CAS: 4130-42-1] Range: (0,060- 0,17) mg/dm ² High performance liquid chromatography method with fluorescence detection (HPLC-FLD) Specific migration (calculated)	PB-508 ed.2 of 07.11.2023

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Migracja globalna do płynów modelowych ^{2),3)} Metoda wagowa	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Migracja globalna do płynów modelowych (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan) Zakres: od 0,5 mg/dm ² do 60,0 mg/dm ² od 3,0 mg/kg do 360,0 mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 1186-1:2005 PN-EN 1186-3:2023-01
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru i tektury	Migracja globalna do płynów modelowych (MPPO (Tenax)) Zakres: od 0,5 mg/dm ² do 60,0 mg/dm ² Metoda wagowa	PN-EN 1186-13:2007 (met. B)
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość monomerów, dodatków zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis), detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z gumy Płyny modelowe po migracji	Zawartość kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan) kwas tereftalowy [CAS: 100-21-0] Zakres: (0,5 – 15,0) mg/kg płynu modelowego kwas izoftalowy [CAS: 121-91-5] Zakres: (0,5 – 30,0) mg/kg płynu modelowego Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PN-EN 13130-2:2007

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Overall migration into food simulants ^{2), 3)} Gravimetric method	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Overall migration into food simulants (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane) Range: from 0,5 mg/dm ² to 60,0 mg/dm ² from 3,0 mg/kg to 360,0 mg/kg Gravimetric method	PN-EN 1186-1:2005 PN-EN 1186-3:2023-01
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Overall migration to food stimulants (MPPO (Tenax)) Range: from 0,5 mg/dm ² to 60,0 mg/dm ² Gravimetric method	PN-EN 1186-13:2007 (met. B)
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of monomers, additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} High performance liquid chromatography method with spectrophotometric detection (HPLC-UV/Vis) and diode array detection (HPLC-DAD)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Rubber materials and articles Food simulants after migration	Determination of terephthalic acid and isophthalic acid (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane) Terephthalic acid [CAS: 100-21-0] Range: (0,5 – 15,0) mg/kg of food simulant Isophthalic acid [CAS: 121-91-5] Range: (0,5 – 30,0) mg/kg of food simulant High performance liquid chromatography method with spectrophotometric detection (HPLC-UV/Vis) and diode array detection (HPLC-DAD)	PN-EN 13130-2:2007
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z gumy Płyny modelowe po migracji	Zawartość propionianu oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) [Irganox 1076, CAS 2082-79-3] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan) Zakres: (0,1 – 25) mg/kg płynu modelowego Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD)	PB-165/HPLC wyd. I z dn. 06.08.2012
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość przeciwutleniaczy i stabilizatorów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 3,9-bis(2,4-di-tert-butylofenoksy)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9- ifosfaspiro[5.5]undekan (Ultrinox 626) [CAS: 26741-53-7] Zakres: od 0,20 mg/kg płynu modelowego Tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu)-propionian] pentaerytrytolu (Irganox 1010) [CAS: 6683-19-8] Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (Alcanox 240) [CAS: 95906-11-9] Difosforyn bis-(2,4-dikumylofenylu-) pentaerytrytolu (Antyoxidant 852) [CAS: 154862-43-8] Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (Irgafos 168) [CAS: 31570-04-4] Difosforyn bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenylu)pentaerytrytolu (Antyoxidant PEP-36) [CAS: 80693-00-1] 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (Irganox 3114) [CAS 27676-62-6] Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (Irganox 1076) [CAS: 2082-79-3] 2,4-bis(oktylotiometylo)-6-metylofenol (Irganox 1520) [CAS: 110553-27-0] 2,6-Di-tert-butylophenol (Antyoxidant T 502) [CAS: 128-39-2] 2,4-Di(dodecylthiometyl)-6-methylphenol (Irganox 1726) [CAS: 110675-26-8] Zakres: od 1,00 mg/kg płynu modelowego Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis)	PB-567 wyd. 1 z dn. 28.09.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Rubber materials and articles Food simulants after migration	Determination of octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate [Irganox 1076, CAS 2082-79-3] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane) Range: (0,1 – 25) mg/kg of food simulant High performance liquid chromatography method with spectrophotometric detection (HPLC-UV/Vis) and diode array detection (HPLC-DAD)	PB-165/HPLC ed. I of 06.08.2012
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of antioxidants and stabilizers (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) 3,9-Bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Ultrinox 626) [CAS: 26741-53-7] Range: from 0,20 mg/kg food simulant Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) (Irganox 1010) [CAS: 6683-19-8] Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate (Alcanox 240) [CAS: 95906-11-9] 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Antyoxidant 852) [CAS: 154862-43-8] Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (Irgafos 168) [CAS: 31570-04-4] 3,9-Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Antyoxidant PEP-36) [CAS: 80693-00-1] 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (Irganox 3114) [CAS 27676-62-6] Octadecyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate (Irganox 1076) [CAS: 2082-79-3] 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol (Irganox 1520) [CAS: 110553-27-0] 2,6-Di-tert-butylphenol (Antyoxidant T 502) [CAS: 128-39-2] 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol (Irganox 1726) [CAS: 110675-26-8] Range: from 1,00 mg/kg food simulant High performance liquid chromatography method with spectrophotometric detection (HPLC-UV/Vis)	PB-567 ed. 1 of 28.09.2026
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość przeciwutleniaczy i stabilizatorów (MPPPO (Tenax)) 3,9-bis(2,4-di-tert-butylofenoksy)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9- ifosfaspiro[5.5]undekan (Ultrinox 626) [CAS: 26741-53-7] Zakres: od 0,008 mg/dm² Tetrakis [3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-propionian] pentaerytrytolu (Irganox 1010) [CAS: 6683-19-8] Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (Alcanox 240) [CAS: 95906-11-9] Difosforyn bis-(2,4-dikumylofenylo-) pentaerytrytolu (Antyoxidant 852) [CAS: 154862-43-8] Fosforan tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (Irgafos 168) [CAS: 31570-04-4] Difosforyn bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenylo)pentaerytrytolu (Antyoxidant PEP-36) [CAS: 80693-00-1] 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (Irganox 3114) [CAS 27676-62-6] Propionian oktylodecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (Irganox 1076) [CAS: 2082-79-3] 2,4-bis(oktylotiometylo)-6-metylofenol (Irganox 1520) [CAS: 110553-27-0] 2,6-Di-tert-butylofenol (Antyoxidant T 502) [CAS: 128-39-2] 2,4-Di(dodecylthiometyl)-6-metylofenol (Irganox 1726) [CAS: 110675-26-8] Zakres: od 0,040 mg/dm² Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis)	PB-567 wyd. 1 z dn. 28.09.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwasczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of antioxidants and stabilizers(MPPO (Tenax)) 3,9-Bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Ultrinox 626) [CAS: 26741-53-7] Range: from 0,008 mg/dm² Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) (Irganox 1010) [CAS: 6683-19-8] Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate (Alcanox 240) [CAS: 95906-11-9] 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Antyoxidant 852) [CAS: 154862-43-8] Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (Irgafos 168) [CAS: 31570-04-4] 3,9-Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (Antyoxidant PEP-36) [CAS: 80693-00-1] 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (Irganox 3114) [CAS 27676-62-6] Octadecyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate (Irganox 1076) [CAS: 2082-79-3] 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol (Irganox 1520) [CAS: 110553-27-0] 2,6-Di-tert-butylphenol (Antyoxidant T 502) [CAS: 128-39-2] 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol (Irganox 1726) [CAS: 110675-26-8] Range: from 0,040 mg/dm² High performance liquid chromatography method with spectrophotometric detection (HPLC-UV/Vis)	PB-567 ed. 1 of 28.09.2026
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość lotnych i półlotnych monomerów, dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) oraz z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość 1,3-butadienu [CAS: 106-99-0] (woda, 3% kwas octowy, oliwa z oliwek) Zakres: (0,01 – 0,5) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	CEN/TS 13130-15:2005
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość glikoli(woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan, oliwa z oliwek) glikol monoetylenowy [CAS: 107-21-1] glikol dietylenowy [CAS: 111-46-6] Zakres: (3 – 60) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13130-7:2008
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość styrenu [CAS: 100-42-5] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol) Zakres: (0,1 – 5) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PB-163/GC wyd. I z dn. 10.05.2012
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość kaprolaktamu [CAS: 105-60-2] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan, oliwa z oliwek) Zakres: (1,5 – 30) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	CEN/TS 13130-16:2005
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of volatile and semivolatile monomers, additives, impurities and polimer production aids ^{2), 3)} Headspace gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID), Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of 1,3-butadiene [CAS: 106-99-0] (water, 3% acetic acid, olive oil) Range: (0,01 – 0,5) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID)	CEN/TS 13130-15:2005
	Specific migration (calculated)	
	Determination of glycols (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane, olive oil) monoethylene glycol [CAS: 107-21-1] diethylene glycol CAS: 107-21-1 Range: (3 – 60) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	PN-EN 13130-7:2008
	Specific migration (calculated)	
	Determination of styrene [CAS: 100-42-5] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol) Range: (0,1 - 5) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID)	PB-163/GC ed. I of 10.05.2012
	Specific migration (calculated)	
	Determination of caprolactam [CAS: 105-60-2] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane, olive oil) Range: (1,5 – 30) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	CEN/TS 13130-16:2005
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Badawcze AB 079

Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość 1-heksenu [CAS: 592-41-6] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, oliwa z oliwek) Zakres: (2 – 40) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PB-291/GC wyd. II z 21.05.2018
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość 1-oktenu [CAS: 111-66-0] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, oliwa z oliwek) Zakres: (2 – 40) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PB-291/GC wyd. II z 21.05.2018
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość etylenodiaminy (EDA) [CAS: 107-15-3] (woda, 3% kwas octowy, 20% etanol, 95% etanol, izooktan) Zakres: (2,0 - 25) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-21:2005
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość heksametylenodiaminy (HMDA) [CAS: 124-09-4] (woda, 3% kwas octowy, 20% etanol, 95% etanol, izooktan) Zakres: (1,0 – 6,0) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-21:2005
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
	Zawartość 1,1,1-trimetylopropanu (TMP) [CAS: 77-99-6] (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan, oliwa z oliwek) Zakres: (0,6 - 12) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-28:2005
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of 1-hexene [CAS: 592-41-6] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane, olive oil) Range: (2 – 40) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID)	PB-291/GC ed. II of 21.05.2018
	Specific migration (calculated)	
	Determination of 1-octene [CAS: 111-66-0] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane, olive oil) Range: (2 – 40) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID)	PB-291/GC ed. II of 21.05.2018
	Specific migration (calculated)	
	Determination of ethylenediamine (EDA) [CAS: 107-15-3] (water, 3% acetic acid, 20% ethanol, 95% ethanol, isooctane) Range: (2,0 - 25) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-21:2005
	Specific migration (calculated)	
	Determination of hexamethylenediamine (HMDA) [CAS: 124-09-4] (water, 3% acetic acid, 20% ethanol, 95% ethanol, isooctane) Range: (1,0 – 6,0) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-21:2005
	Specific migration (calculated)	
	Determination of 1,1,1-trimethylolpropane (TMP) [CAS: 77-99-6] (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctane, olive oil) Range: (0,6 - 12) mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection (GC-FID)	DD CEN/TS 13130-28:2005
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych i gumy ¹⁾ Materiały i wyroby z papieru, tektury ¹⁾	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z papieru i tektury	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: Zakres: Naftalen [CAS: 91-20-3] Acenaftylen [CAS: 208-96-8] Acenaftenu [CAS: 83-32-9] Fluoren [CAS: 86-73-7] Fenantren [CAS: 85-01-8] Antracen [CAS: 120-12-7] Fluoranten [CAS: 206-44-0] Piren [CAS: 129-00-0] Chryzen, [CAS: 218-01-9] Benzo(a)antracen [CAS: 56-55-3] Benzo(b)fluoranten [CAS: 205-99-2] Benzo(k)fluoranten [CAS: 207-08-9] Benzo(j)fluoranten [CAS: 205-82-3] Benzo(a)piren [CAS: 50-32-8] Benzo(e)piren [CAS: 192-97-2] Indeno(1,2,3-cd)piren [CAS: 193-39-5] Dibenzo(a,h)antracen [CAS: 53-70-3] Benzo(ghi)perylene [CAS: 191-24-2] Zakres: (0,0016 – 0,0048) mg/dm ² Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)	PB-253/GC wyd. I z dn. 03.02.2014

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic and rubber materials and articles ¹⁾ Paper and board materials and articles ¹⁾	Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and polychlorinated biphenyls (PCB) ^{2), 3)} Gas chromatography method with mass spectrometry (GC-MS)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
Paper and board materials and articles	Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Range: Naphthalene [CAS: 91-20-3] Acenaphthylene [CAS: 208-96-8] Acenaphthene [CAS: 83-32-9] Fluorene [CAS: 86-73-7] Phenanthrene [CAS: 85-01-8] Anthracene [CAS: 120-12-7] Fluoranthene [CAS: 206-44-0] Pyrene [CAS: 129-00-0] Chrysene [CAS: 218-01-9] Benzo(a)anthracene [CAS: 56-55-3] Benzo(b)fluoranthene [CAS: 205-99-2] Benzo(k)fluoranthene [CAS: 207-08-9] Benzo(j)fluoranthene [CAS: 205-82-3] Benzo(a)pyrene [CAS: 50-32-8] Benzo(e)pyrene [CAS: 192-97-2] Indeno(1,2,3-cd)pyrene [CAS: 193-39-5] Dibenzo(a,h)anthracene [CAS: 53-70-3] Benzo(ghi)perylene [CAS: 191-24-2] Range: (0,0016 – 0,0048) mg/dm ² Gas chromatography method with mass spectrometry (GC-MS)	PB-253/GC ed. I of 03.02.2014

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Badawcze AB 079

Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z gumy	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: Naftalen [CAS: 91-20-3] Acenaftylen [CAS: 208-96-8] Acenaften [CAS: 83-32-9] Fluoren [CAS: 86-73-7] Fenantren [CAS: 85-01-8] Antracen [CAS: 120-12-7] Fluoranten [CAS: 206-44-0] Piren [CAS: 129-00-0] Chryzen [CAS: 218-01-9] Benzo(a)antracen [CAS: 56-55-3] Benzo(b)fluoranten [CAS: 205-99-2] Benzo(k)fluoranten [CAS: 207-08-9] Benzo(j)fluoranten [CAS: 205-82-3] Benzo(a)piren [CAS: 50-32-8] Benzo(e)piren [CAS: 192-97-2] Indeno(1,2,3-cd)piren [CAS: 193-39-5] Dibenzo(a,h)antracen [CAS: 53-70-3] Benzo(ghi)perylene [CAS: 191-24-2] Zakres: (0,1 – 5,0) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)	PB-235/GC wyd. II z dn. 13.01.2014
Materiały i wyroby z papieru i tektury	Zawartość polichlorowanych bifenyli (PCB) PCB 18 [CAS: 37680-65-2] PCB 28 [CAS: 7012-37-5] PCB 52 [CAS: 35693-99-3] PCB 101 [CAS: 37680-73-2] PCB 138 [CAS: 35065-28-2] PCB 153 [CAS: 35065-27-1] PCB 180 [CAS: 35065-29-3] Zakres: (0,05 – 0,4) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)	PN-EN ISO 15318:2002

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Rubber materials and articles	Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Range: Naphthalene [CAS: 91-20-3] Acenaphthylene [CAS: 208-96-8] Acenaphthene [CAS: 83-32-9] Fluorene [CAS: 86-73-7] Phenanthrene [CAS: 85-01-8] Anthracene [CAS: 120-12-7] Fluoranthene [CAS: 206-44-0] Pyrene [CAS: 129-00-0] Chrysene [CAS: 218-01-9] Benzo(a)anthracene [CAS: 56-55-3] Benzo(b)fluoranthene [CAS: 205-99-2] Benzo(k)fluoranthene [CAS: 207-08-9] Benzo(j)fluoranthene [CAS: 205-82-3] Benzo(a)pyrene [CAS: 50-32-8] Benzo(e)pyrene [CAS: 192-97-2] Indeno(1,2,3,-cd)pyrene [CAS: 193-39-5] Dibenzo(a,h)anthracene [CAS: 53-70-3] Benzo(ghi)perylene [CAS: 191-24-2] Range: (0,1 – 5,0) mg/kg Gas chromatography method with mass spectrometry (GC-MS)	PB-235/GC ed. II of 13.01.2014
Paper and cardboard materials and articles	Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) Range: PCB 18 [CAS: 37680-65-2] PCB 28 [CAS: 7012-37-5] PCB 52 [CAS: 35693-99-3] PCB 101 [CAS: 37680-73-2] PCB 138 [CAS: 35065-28-2] PCB 153 [CAS: 35065-27-1] PCB 180 [CAS: 35065-29-3] Range: (0,05 – 0,4) mg/kg Gas chromatography method with mass spectrometry (GC-MS)	PN-EN ISO 15318:2002

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych i gumy ¹⁾ Materiały i wyroby z papieru, tektury ¹⁾ Zabawki ¹⁾	Zawartość monomerów, dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2),3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych i gumy Materiały i wyroby z papieru i tektury Zabawki	Zawartość plastyfikatorów Bezwodnik ftalowy (PA) [CAS: 85-44-9] Ftalan dimetylu (DMP) [CAS: 131-11-3] Ftalan dietylu (DEP) [CAS: 84-66-2] Ftalan etyloowo-izobutyloowy [CAS: 94491-96-0] Ftalan dialliilu (DAP) [CAS: 131-17-9] Adypinian dibutyłu [CAS: 105-99-7] Ftalan dipropylu (DPP2) [CAS: 131-16-8] Ftalan di-izo-butyłu (DIBP) [CAS: 84-69-5] Ftalan dibutyłu (DBP) [CAS: 84-72-2] Ftalan bis(2-metoksyetylu) (DMEP) [CAS: 117-82-8] Ftalan di-izo-amylu (DIPP) [CAS: 605-50-5] Ftalan diizopentylu (PIPP) [CAS: 84777-06-0] N-pentyl-isopentylphthalate (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] Ftalan di-2-etoksyetylu (DEEP) [CAS: 605-54-9] Ftalan diamylu (DPP) [CAS: 131-18-0] Cytrynian tri-n-butyloacetyl (ATBC) [CAS: 77-90-7] Ftalan di-izo-heksylu (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Ftalan di-n-heksylu (DNHP) [CAS: 84-75-3] Ftalan butylooktylu (BOP) [CAS: 84-78-6] Adypinian bis(2-etyloheksylu) (DEHA) [CAS: 103-23-1] Ftalan benzylobutyłu (BBP) [CAS: 85-68-7] Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) [CAS: 117-81-7] Azelainian di-n-heksylu (DnHA) [CAS: 109-31-9] Ftalan dicykoheksylu (DCHP) [CAS: 84-61-7] Ftalan di-n-oktylu (DNOP) [CAS: 117-84-0] Tereftalan dioktylu (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Ftalan dibenzylu (DBP2) [CAS: 523-31-9] Ftalan bis (2-propyloheptylu) (DPHP) [CAS: 53306-54-0] Ftalan dinonylu (DNP) [CAS: 84-76-4] Ftalan heksylo-2-etyloheksylu (HEHP) [CAS: 75673-16-4] Ftalan diundecylu (DuDP) [CAS: 3648-20-2] Ftalan bis(4-metylo-2-pentylu) (DMPP) [CAS: 84-63-9] Ftalan difenylu (DPhP) [CAS: 84-62-8] Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, rozgałęziony ester di-C7-11 alkilowy i liniowy ester alkilowy (DHNU) [CAS: 68515-42-4] Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, mieszane diestry decylowe, heksylowe i oktylowe [CAS: 68648-93-1] Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, estry di-C6-10-alkilowe [CAS: 68515-51-5] Ftalan diizooktylu (DiOP) [CAS: 27554-26-3] Zakres: (0,001- 1,0) % Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)	PB-146 wyd. 5 z dn. 22.07.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic and rubber materials and articles ¹⁾ Paper and cardboard materials and articles ¹⁾ Toys ¹⁾	Determination of monomers, additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Gas chromatography method with tandem mass spectrometry (GC-MS-MS)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
Plastic and rubber materials and articles Paper and cardboard materials and articles Toys	Determination of plasticizers Phthalic anhydride (PA) [CAS: 85-44-9] Dimethyl phthalate (DMP) [CAS: 131-11-3] Phthalic acid, bis-ethyl ester (DEP) [CAS: 84-66-2] Ethyl Isobutyl phthalate [CAS: 94491-96-0] Diallyl phthalate (DAP) [CAS: 131-17-9] Dibutyl Adipate [CAS: 105-99-7] Di-n-propyl phthalate (DPP2) [CAS: 131-16-8] Diisobutyl phthalate (DIBP) [CAS: 84-69-5] Dibutyl phthalate (DBP) [CAS: 84-74-2] bis(2-Methoxyethyl) phthalate (DMEP) [CAS: 117-82-8] Diisopentyl phthalate (DIPP) [CAS: 605-50-5] Pentylisopentyl phthalate (PIPP) [CAS: 84777-06-0] Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] bis(2-Ethoxyethyl)phthalate (DEEP) [CAS: 605-54-9] Diamyl phthalate (DPP) [CAS: 131-18-0] Tributyl 2-acetate (ATBC) [CAS: 77-90-7] bis(4-Methylpentyl)phthalate (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Diethyl phthalate (DNHP) [CAS: 84-75-3] Butyl octyl phthalate (BOP) [CAS: 84-78-6] bis(2-Ethylhexyl)adipate (DEHA) [CAS: 103-23-1] Benzyl butyl phthalate (BBP) [CAS: 85-68-7] Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) [CAS: 117-81-7] Di-n-hexyl azelate (DnHA) [CAS: 109-31-9] Dicyclohexyl phthalate(DCHP) [CAS: 84-61-7] Di-n-octyl phthalate (DNOP) [CAS: 117-84-0] bis(2-Ethylhexyl) terephthalate (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Dibenzyl phthalate (DBP2) [CAS: 523-31-9] Bis(2-propylheptyl) phthalate (DPHP) [CAS: 53306-54-0] Dinonyl phthalate (DNP) [CAS: 84-76-4] Heksyl 2-ethylhexyl phthalate (HEHP) [CAS: 75673-16-4] Phthalic acid bis n-undecyl ester (DuDP) [CAS: 3648-20-2] bis(4-Methyl-2-pentyl)phthalate (DMPP) [CAS: 84-63-9] Diphenyl phthalate (DPhP) [CAS: 84-62-8] 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP) [CAS: 68515-42-4] 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters [CAS: 68648-93-1] 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10- alkyl esters [CAS: 68515-51-5] 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich (DiOP) [CAS: 27554-26-3] Range: (0,001- 1,0) % Gas chromatography method with tandem mass spectrometry (GC-MS-MS)	PB-146 ed. 5 of 22.07.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych i gumy Materiały i wyroby z papieru i tekstury Zabawki	Zawartość plastyfikatorów Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, di-C6-8-rozgałęziony ester alkilowy, bogaty w C7 (DIHP) [CAS: 71888-89-6] Ftalan di-izo-nonylu (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Ftalan di-izo-decyłu (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester diheksylowy, rozgałęziony i liniowy (DHP) [CAS: 68515-50-4] Ftalan bis(6-metyloheptylu) (DIUP) [CAS: 96507-86-7] Zakres: (0,002- 1,0) % Ester diisononylowy kwasu 1,2-cykloheksanodikarboksylowego (DINCH) [CAS: 166412-78-8] Zakres: (0,02- 1,0) % Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)	PB-146 wyd. 5 z dn. 22.07.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic and rubber materials and articles Paper and cardboard materials and articles Toys	Determination of plasticizers 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP) [CAS: 71888-89-6] Di-"isononyl" phthalate (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Di-"isodecyl" phthalate (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (DHP) [CAS: 68515-50-4] Bis(6-methylheptyl) Phthalate (DIUP) [CAS: 96507-86-7] Range: (0,002- 1,0) % 1,2 Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl (DINCH) [CAS: 166412-78-8] Range: (0,02- 1,0) % Gas chromatography method with tandem mass spectrometry (GC-MS-MS)	PB-146 ed. 5 of 22.07.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych i gumy ¹⁾ Materiały i wyroby z papieru, tektury ¹⁾ Świece, parafiny, woski	Zawartość lotnych związków organicznych i rozpuszczalników organicznych ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej, detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) oraz spektrometrią mas (HS-GC-MS)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z politereftalanu etylenu (PET, rPET)	Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) aldehyd octowy [CAS: 75-07-0] octan etylu [CAS: 141-78-6] benzen [CAS: 71-43-2] heksanal [CAS: 66-25-1] d-limonen [CAS: 5989-27-5] 2-metyl-1,3-dioksolan [CAS: 497-26-7] Zakres: 0,0300-20 mg/kg Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) oraz spektrometrią mas (HS-GC-MS)	PB-500 wyd. 3 z dn. 14.08.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic and rubber materials and articles ¹⁾ Paper and board materials and articles ¹⁾ Candles, paraffin, waxes	Determination of volatile organic compounds and organic solvents ^{2), 3)} Headspace gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID), headspace gas chromatography method with mass spectrometry detection (HS-GC-MS)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedures ⁴⁾
Polyethylene terephthalate (PET, rPET) materials and articles	Determination of volatile organic compounds (VOC) acetaldehyde [CAS: 75-07-0] ethyl acetate [CAS: 141-78-6] benzene [CAS: 71-43-2] hexanal [CAS:66-25-1] d-limonene [CAS: 5989-27-5] 2-methyl-1,3-dioxolane [CAS: 497-26-7] Range: 0,0300-20 mg/kg Headspace gas chromatography method with flame ionisation detection (HS-GC-MS) (HS-GC-FID) and mass spectrometry (HS-GC-MS)	PB-500 ed. 3 of 14.08.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Badawcze AB 079

Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z papieru, tektury Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych	Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) 1-metoksy-2-propanol [CAS: 107-98-2] 1-propanol [CAS:71-23-8] 2-butanol [CAS: 78-92-2] 2-etoksyetanol [CAS: 110-80-5] 2-metylo-1-propanol [CAS:78-83-1] aceton [CAS: 67-64-1] acetyloaceton [CAS: 123-54-6] butanol [CAS: 71-36-3] cykloheksan [CAS: 110-82-7] cykloheksanon [CAS: 108-94-1] dichlorometan [CAS: 75-09-2] etanol [CAS: 64-17-5] etoksypropanol [CAS: 1569-02-4] etylobenzen [CAS: 100-41-4] furan [CAS:110-00-9] heksan [CAS: 110-54-3] heptan [CAS: 142-82-5] izoforon [CAS: 78-59-1] izopropanol [CAS: 67-63-0] metanol [CAS: 67-56-1] metyloetyloketon [CAS: 78-93-3] metyloizobutyloketon [CAS: 108-10-1] m,p-ksylen [CAS:108-38-3] n-propanol [CAS: 67-63-0] octan 1-metoksy-2-propylu [CAS:108-65-6] octan 2-butoksyetylu [CAS: 112-07-2] octan 2-etoksyetylu [CAS: 111-15-9] octan 2-metoksyetyleny [CAS:110-49-6] octan etoksypropylu [CAS: 54839-24-6] octan etylu [CAS: 141-78-6] octan izobutylu [CAS: 110-19-0] octan izopropylu [CAS: 108-21-4] octan metylu [CAS: 79-20-9] octan n-butylu [CAS: 123-86-4] octan propylu [CAS: 109-60-4] oktan [CAS: 111-65-9] o-ksylen [CAS:95-47-6] styren [CAS: 100-42-5] tetrahydrofuran [CAS: 109-99-9] toluen [CAS: 108-88-3] Alfa-metylostyren [CAS: 98-83-9] 1,3-dioksolan [CAS: 646-06-0] Zakres (0,1 – 20) mg/m² (1 – 200) mg/kg Benzen [CAS: 71-43-2] 2-metylo-1,3-dioksolan [CAS: 497-26-7] D-Limonen [CAS: 138-86-3] Zakres (0,004 – 20) mg/m² (0,04 – 200) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej, detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) oraz spektrometrią mas (HS-GC-MS)	PB-231 wyd. 5 z dn. 10.10.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Paper and cardboard materials and articles Plastic materials and articles	Determination of volatile organic compounds (VOC) 1-methoxy-2-propanol [CAS: 107-98-2] 1-propanol [CAS:71-23-8] 2-butanol [CAS: 78-92-2] 2-ethoxyethanol [CAS: 110-80-5] 2-methyl-1-propanol [CAS:78-83-1] acetone [CAS: 67-64-1] acetylacetone [CAS: 123-54-6] n-butanol [CAS: 71-36-3] cyclohexane [CAS: 110-82-7] cyclohexanone [CAS: 108-94-1] dichloromethane [CAS: 75-09-2] ethanol [CAS: 64-17-5] ethoxypropanol [CAS: 1569-02-4] ethylbenzene [CAS: 100-41-4] furan [CAS:110-00-9] hexane [CAS: 110-54-3] heptane [CAS: 142-82-5] isophorone [CAS: 78-59-1] isopropanol [CAS: 67-63-0] methanol [CAS: 67-56-1] methyl ethyl ketone [CAS: 78-93-3] methyl isobutyl ketone [CAS: 108-10-1] m,p-xylene [CAS:108-38-3] n-propanol [CAS: 67-63-0] 1-methoxy-2-propyl acetate [CAS:108-65-6] 2-butoxyethyl acetate [CAS: 112-07-2] 2-ethoxyethyl acetate [CAS: 111-15-9] 2-methoxyethyl acetate [CAS:110-49-6] ethoxypropyl acetate [CAS: 54839-24-6] ethyl acetate [CAS: 141-78-6] isobutyl acetate [CAS: 110-19-0] isopropyl acetate [CAS: 108-21-4] methyl acetate [CAS: 79-20-9] n-butyl acetate [CAS: 123-86-4] n-propyl acetate [CAS: 109-60-4] octane [CAS: 111-65-9] o-xylene [CAS:95-47-6] styrene [CAS: 100-42-5] tetrahydrofuran [CAS: 109-99-9] toluene [CAS: 108-88-3] alpha-Methylstyren [CAS: 98-83-9] 1,3-dioxolan [CAS: 646-06-0] Range (0,1 – 20) mg/m² (1 – 200) mg/kg Benzene [CAS: 71-43-2] 2-methyl-1,3-dioxolane [CAS: 497-26-7] D-Limonene [CAS: 138-86-3] Range (0,004 – 20) mg/m² (0,04 – 200) mg/kg Headspace gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC-FID), headspace gas chromatography method with mass spectrometry detection (HS-GC-MS)	PB-231 ed. 5 of 10.10.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość pierwiastków ^{2), 3)} Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość pierwiastków (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) Ag Ba Co Cr _{ogólny} Cu Fe Li Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Sr Ti V Zn Eu Gd La Tb Hg Zakres: od 0,005 mg/kg płynu modelowego Al B Ca Mg P Zakres: od 0,05 mg/kg płynu modelowego Cd As Zakres: od 0,002 mg/kg płynu modelowego K Na Zakres: od 0,100 mg/kg płynu modelowego oraz anality zawierające dany pierwiastek, na podstawie przeliczeń z uwzględnieniem mas molowych/cząsteczkowych Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-204 wyd. 8 z dn. 14.08.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾	Determination of elements ^{2), 3)}	Standardized methods ⁵⁾
Food simulants after migration ¹⁾	Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	In-house test procedures ⁴⁾
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of elements (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) Ag Ba Co Cr (total) Cu Fe Li Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Sr Ti V Zn Eu Gd La Tb Hg Range: from 0,005 mg/kg of food simulant Al B Ca Mg P Range: from 0,05 mg/kg of food simulant Cd As Range: from 0,002 mg/kg of food simulant K Na Range: from 0,100 mg/kg of food simulant and analytes containing the element, based on molecular / molecular weight calculations Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	PB-204 ed. 8 of 14.08.2025
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość pierwiastków (MPPO (Tenax)) Ba Co Cr (ogólny) Li Mn Ni Pb Sb Eu Gd La Tb As Zakres: od 0,00040 mg/dm ² Al Mg Fe Cu Zn Zakres: od 0,0020 mg/dm ² Cd Zakres: od 0,00020 mg/dm ² K Na Ca Zakres: od 0,020 mg/dm ² Hg Zakres: od 0,00080 mg/dm ² oraz anality zawierające dany pierwiastek, na podstawie przeliczeń z uwzględnieniem mas molowych/cząsteczkowych Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PB-204 wyd. 8 z dn. 14.08.2025
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles"	"Determination of elements (MPPO (Tenax)) Ba Co Cr (total) Li Mn Ni Pb Sb Eu Gd La Tb As Range: from 0,00040 mg/dm ² Al Mg Fe Cu Zn Range: from 0,0020 mg/dm ² Cd Range: from 0,00020 mg/dm ² K Na Ca Range: from 0,020 mg/dm ² Hg Range: from 0,00080 mg/dm ² and analytes containing the element, based on molecular / molecular weight calculations Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	PB-204 ed. 8 of 14.08.2025
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby ceramiczne Wyroby szklane Wyroby emaliowane Płyny modelowe po migracji	Zawartość pierwiastków (4% kwas octowy) Cd As Zakres: od 0,002 mg/kg płynu modelowego Pb Ba Co Cr Ni Zr Zakres: od 0,005 mg/kg płynu modelowego Ca Al Zakres: od 0,050 mg/kg płynu modelowego oraz analizy zawierające dany pierwiastek, na podstawie przeliczeń z uwzględnieniem mas molowych/cząsteczkowych Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PB-204 wyd. 8 z dn. 14.08.2025
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru i tektury Płyny modelowe po migracji	Zawartość pierwiastków (wyciąg wodny) Hg Cd Zakres: od 0,0025 mg/kg Pb Zakres: od 0,010 mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PB-204 wyd. 8 z dn. 14.08.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Ceramic products Glass products Enamel products Food simulants after migration	Determination of elements (4% acetic acid) Cd As Range: from 0,002 mg/kg of food simulant Pb Ba Co Cr Ni Zr Range: from 0,005 mg/kg of food simulant Ca Al Range: from 0,050 mg/kg of food simulant and analytes containing the element, based on molecular / molecular weight calculations) Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	PB-204 ed. 8 of 14.08.2025
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles Food simulants after migration	Determination of elements (water extract) Hg Cd Range: from 0,0025 mg/kg Pb Range: from 0,010 mg/kg Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	PB-204 ed. 8 of 14.08.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda spektrofotometryczna	Procedury badawcze ⁴⁾
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartości pierwszorzędowych amin aromatycznych (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol) Zakres: od 0,010 mg/kg płynu modelowego Metoda spektrofotometryczna	PB-254 wyd. 5 z dn. 12.01.2026
	Migracja specyficzna pierwszorzędowych amin aromatycznych (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Spectrophotometric method	In-house test procedures ⁴⁾
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of primary aromatic amines (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol) Range: from 0,010 mg/kg food simulant Spectrophotometric method	PB-254 ed. 5 of 12.01.2026
	Specific migration of primary aromatic amines (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Zabawki ¹⁾	Migracja pierwiastków ^{2), 3)} Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	Normy ⁵⁾
Zabawki i materiały na zabawki z: polimerów, papieru, tektury, tekstyliów, szkła, ceramiki, farb, lakierów, klejów	Migracja pierwiastków Al Ba B Sr Zn Zakres: (5,0 – 500) mg/kg Sb As Co Cd Pb Zakres: (0,050 – 500) mg/kg Cr (ogólny) Zakres: (0,02 – 500) mg/kg Cu Mn Ni Se Zakres: (0,50 – 500) mg/kg Sn (ogólna) Zakres: (0,2 – 500) mg/kg Hg Zakres: (0,050 – 50) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Toys ¹⁾	Elements migration ^{2), 3)} Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	Standardized methods ⁵⁾
Toys and materials for toys made of: polymers, paper, cardboard, textiles, glass, ceramics, paints, varnishes, adhesives	Elements migration Al Ba B Sr Zn Range: (5,0 – 500) mg/kg Sb As Co Cd Pb Range: (0,050 – 500) mg/kg Cr (total) Range: (0,02 – 500) mg/kg Cu Mn Ni Se Range: (0,50 – 500) mg/kg Sn (total) Range: (0,2 – 500) mg/kg Hg Range: (0,050 – 50) mg/kg Mass spectrometry method by ionizing with inductively coupled plasma (ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Zabawki ¹⁾ Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych ¹⁾ Materiały i wyroby z papieru, tektury ¹⁾	Zawartość monomerów, dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	Procedury badawcze ⁴⁾
Zabawki Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych	Zawartość bisfenoli Bisfenol A [CAS: 80-05-7] Bisfenol B [CAS: 77-40-7] Bisfenol F [CAS: 620-92-8] Bisfenol S [CAS: 80-09-01] Zakres: (0,002 – 30) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-374 wyd. 4 z dn. 30.04.2025
Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość bisfenoli Bisfenol A [CAS: 80-05-7] Bisfenol B [CAS: 77-40-7] Bisfenol F [CAS: 620-92-8] Bisfenol S [CAS: 80-09-01] Zakres: (0,05 – 10) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-374 wyd. 4 z dn. 30.04.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Toys ¹⁾ Plastic materials and articles ¹⁾ Paper and cardboard materials and articles ¹⁾	Determination of monomers, additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Liquid chromatography method coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	In-house test procedures ⁴⁾
Toys Plastic materials and articles	Determination of bisphenols Bisphenol A [CAS: 80-05-7] Bisphenol B [CAS: 77-40-7] Bisphenol F [CAS: 620-92-8] Bisphenol S [CAS: 80-09-01] Range: (0,002 - 30) mg/kg Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-374 ed. 4 of 30.04.2025
Paper and cardboard materials and articles	Determination of bisphenols Bisphenol A [CAS: 80-05-7] Bisphenol B [CAS: 77-40-7] Bisphenol F [CAS: 620-92-8] Bisphenol S [CAS: 80-09-01] Range: (0,05 - 10) mg/kg Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-374 ed. 4 of 30.04.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy polimerowe, tekstylne, papierowe i elektroniczne, materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opakowań Zabawki ¹⁾	Zawartość chromu sześciowartościowego ³⁾ Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS)	Normy ⁵⁾
Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy polimerowe, tekstylne, papierowe i elektroniczne, materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opakowań	Zawartość chromu sześciowartościowego Zakres: (0,005 – 1500) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05 PN-EN 62321-5:2014-08
Zabawki i materiały na zabawki z: polimerów, papieru, kartonu, tekstyliów, kleju, metalu, drewna, kredy	Zawartość chromu sześciowartościowego Zakres: (0,005 – 1500) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Electrical and electronic equipment and its polymer, textile, paper and electronic components The materials used in the manufacture of electrical and electronic equipment and packaging Toys ¹⁾	Determination of chromium (VI) ³⁾ High-performance liquid chromatography with ionizing with inductively coupled plasma mass spectrometry method (HPLC-ICP-MS)	Standardized methods ⁵⁾
Electrical and electronic equipment and its polymer, textile, paper and electronic components The materials used in the manufacture of electrical and electronic equipment and packaging	Determination of chromium (VI) Range: (0,005 – 1500) mg/kg High-performance liquid chromatography with ionizing with inductively coupled plasma mass spectrometry method (HPLC-ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05 PN-EN 62321-5:2014-08
Toys and toy materials of: polymers, paper, cardboard, textiles, glue, metal, wood, chalk	Determination of chromium (VI) Range: (0,005 – 1500) mg/kg High-performance liquid chromatography with ionizing with inductively coupled plasma mass spectrometry method (HPLC-ICP-MS)	PN-EN 71-3+A2:2025-05

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Zabawki ¹⁾ Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe oraz ich wyciągi wodne ¹⁾	Zawartość dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	Normy ⁵⁾ Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z papieru i tektury oraz ich wyciągi wodne	Zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) Zakres: 4-aminodifenyl [CAS: 92-67-1] Benzydyna [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidyna [CAS: 95-69-2] 2-naftyloamina [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluen [CAS: 97-56-3] 2-amino-4-nitrotoluen [CAS: 99-55-8] p-chloroanilina [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanizol [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzydyna [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimetoksybenzydyna [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimetylobenzydyna [CAS: 119-93-7] 3,3'-dimetylo-4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 838-88-0] p-krezydyna [CAS: 120-71-8] 4,4'-metyleno- bis(2-chloroanilina) [CAS: 101-14-4] 4,4'-oksydianilina [CAS: 101-80-4] 4,4'-tiodianilina [CAS: 139-65-1] o-toluidyna [CAS: 95-53-4] 2,4-diaminotoluen [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimetylanilina [CAS: 137-17-7] o-anizydyna [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzen [CAS: 60-09-3] Anilina [CAS: 62-53-3] 2,4-dimetyloanilina [CAS: 95-68-1] 2,6-dimetyloanilina [CAS: 87-62-7] 1,5-Diaminonaftalen [CAS: 2243-62-1] 3-Chloroanilina [CAS: 108-42-9] p-Toluidyna [CAS: 106-49-0] 1,4-Fenylendiamina [CAS: 106-50-3] 2,6-Diaminotoluen [CAS: 823-40-5] N,N-Dimetyloanilina [CAS: 121-69-7] 2,2'-metylenodianilina [CAS: 6582-52-1] 2,4'-metylenodianilina [CAS: 1208-52-2] 4,4'-Diaminodifenylosulfon [CAS: 80-08-0] 2-Aminobenzamid [CAS: 88-68-6] 1,3-Fenylendiamina [CAS: 108-45-2] 2,5-Dimetoksy-4-chloroanilina [CAS: 6358-64-1] 4-Aminobenzamid [CAS: 2835-68-9]	PN-EN 17163:2019-05 PB-413 wyd. 4 z dn. 25.09.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Toys ¹⁾ Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles and water extracts ¹⁾	Determination of additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	Standardized methods ⁵⁾ In-house test procedure ⁴⁾
Paper and cardboard materials and articles and water extracts	Determination of primary aromatic amines (PAA) 4-aminobiphenyl [CAS: 92-67-1] Benzidine [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidine [CAS: 95-69-2] 2-naphthylamine [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluene [CAS: 97-56-3] 2-Amino-4-nitrotoluene [CAS: 99-55-8] p-chloroaniline [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanisole [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodiphenylmethane [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzidine [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimethoxybenzidine [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimethylbenzidine [CAS: 119-93-7] 3,3'-Diamino-4,4'-dimethyldiphenylmethane [CAS: 838-88-0] p-cresidine [CAS: 120-71-8] 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) [CAS: 101-14-4] 4,4'-oxydianiline [CAS: 101-80-4] 4,4'-thiodianiline [CAS: 139-65-1] o-toluidine [CAS: 95-53-4] 2,4-toluenediamine [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimethylaniline [CAS: 137-17-7] o-anisidine [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzene [CAS: 60-09-3] Anilin [CAS: 62-53-3] 2,4-Dimethylaniline [CAS: 95-68-1] 2,6-Dimethylaniline [CAS: 87-62-7] 1,5-Diaminonaphthalene [CAS: 2243-62-1] 3-Chloroaniline [CAS: 108-42-9] p-Toluidine [CAS: 106-49-0] 1,4-Phenylenediamine [CAS: 106-50-3] 2,6-Diaminotoluene [CAS: 823-40-5] N,N Dimethylaniline [CAS: 121-69-7] 2,2'-methylenedianiline [CAS: 6582-52-1] 2,4'-methylenedianiline [CAS: 1208-52-2] 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone [CAS: 80-08-0] 2-Aminobenzamide [CAS: 88-68-6] 1,3-Phenylenediamine [CAS: 108-45-2] 2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline [CAS: 6358-64-1] 4-Aminobenzamide [CAS: 2835-68-9]	PN-EN 17163:2019-05 PB-413 ed. 4 of 25.09.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z papieru i tektury oraz ich wyciągi wodne	Kwas 2-amino-1-naftalenosulfonowy [CAS: 81-16-3] Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy [CAS: 88-44-8] 4-Metyloaminosulfono-p-krezydyna [CAS: 49564-57-0] 1,2-Fenyleneodiamina [CAS: 95-54-5] 5-Amino-6-metylo-2-benzimidazolon [CAS: 67014-36-2] 4,4'-metylenobis(3-chloro-2,6-dietyloanilina) [CAS: 106246-33-7] Kwas 2-amino-5-chloro-p-toluenosulfonowy [CAS: 88-53-9] 6-etoksynaftalen-2-amina [CAS: 293733-21-8] Kwas 5-amino-2-metylobenzenosulfonowy [CAS: 118-88-7] 4-amino-3-fluorofenol [CAS: 399-95-1] Zakres: od 2,0 µg/l wyciągu wodnego 2-metoksy-4-nitroanilina [CAS: 97-52-9] Zakres: od 5,0 µg/l wyciągu wodnego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PN-EN 17163:2019-05 PB-413 wyd. 4 z dn. 25.09.2024
Materiały i wyroby z papieru, tektury oraz ich wyciągi wodne	Zawartość izotiazolinonów 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)-on (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] Zakres: od 0,0020 mg/kg wyciągu wodnego 2-merkaptobenzotiazol (MBT) [CAS: 149-30-4] Zakres: od 0,0050 mg/kg wyciągu wodnego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-430 wyd. 2 z dn. 27.03.2026
Materiały i wyroby z papieru, tektury oraz ich wyciągi wodne	Zawartość akryloamidu [CAS: 79-06-1] Zakres: od 0,0010 mg/kg wyciągu wodnego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-430 wyd. 2 z dn. 27.03.2026

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Paper and cardboard materials and articles and water extracts	2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid [CAS: 81-16-3] 4-Aminotoluene-3-sulfonic acid [CAS: 88-44-8] 4-Metylaminosulfonyl-p-cresidine [CAS: 49564-57-0] 1,2-Phenylenediamine [CAS: 95-54-5] 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolone [CAS: 67014-36-2] 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) [CAS: 106246-33-7] 2-Amino-5-chloro-p-toluenesulfonic Acid [CAS: 88-53-9] 6-Ethoxynaphthalen-2-amine [CAS: 293733-21-8] 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic acid [CAS: 118-88-7] 4-Amino-3-fluorophenol [CAS: 399-95-1] Range: from 2,0 µg/l of water extract 2-Methoxy-4-nitroaniline [CAS: 97-52-9] Range: from 5,0 µg/l of water extract Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PN-EN 17163:2019-05 PB-413 ed. 4 of 25.09.2024
Paper and cardboard materials and articles and water extracts	Determination of isothiazolinones 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] Range: from 0,0020 mg/kg of water extract 2-mercaptobenzothiazole (MBT) [CAS: 149-30-4] Range: from 0,0050 mg/kg of water extract Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry detection (LC-MS-MS)	PB-430 ed. 2 of 27.03.2026
Paper and cardboard materials and articles and water extracts	Determination of acrylamide [CAS: 79-06-1] Range: from 0,0010 mg/kg of water extract Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry detection (LC-MS-MS)	PB-430 ed. 2 of 27.03.2026

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z papieru, tektury oraz ich wyciągi wodne	Zawartość bisfenoli bisfenol S [CAS: 80-09-1] bisfenol F [CAS: 620-92-8] bisfenol A [CAS: 80-05-7] bisfenol B [CAS: 77-40-7] bisfenol AF [CAS: 1478-61-1] Zakres: od 1,0 µg/l wyciągu wodnego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-346 wyd. 4 z dn. 12.01.2026
Materiały i wyroby z tekstyliów, skóry ¹⁾	Zawartość amin ^{2), 3)} Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tekstyliów, skóry	Zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych uwalnianych z barwników azowych 4-Amino-bifenyl [CAS: 92-67-1] Benzydyna [CAS: 92-87-5] 4-Chloro-o-toluidyna [CAS: 95-69-2] 2-Naftylamina [CAS: 91-59-8] o-Aminoazotoluen [CAS: 97-56-3] 2-Amino-4-nitro-toluen [CAS: 99-55-8] p-Chloroanilina [CAS: 106-47-8] 2,4-Diaminoanisol [CAS: 615-05-4] 4,4'-Diaminodifenylnmetan [CAS: 101-77-9] 3,3'-Dichlorobenzzydyna [CAS: 91-94-1] 3,3'-Dimetoksybenzydyna [CAS: 119-90-4] 3,3'-Dimetylobenzzydyna [CAS: 119-93-7] 3,3'-Dimetyl-4,4'-diaminodifenylnmetan [CAS 838-88-0] p-Kresydyna [CAS: 120-71-8] 4,4'-Metyleno-bis(2-chloro-anilina) [CAS 101-14-4] 4,4'-Oksydianilina [CAS: 101-80-4] 4,4'-Tiodianilina [CAS: 139-65-1] o-Toluidyna [CAS: 95-53-4] 2,4-Diaminotoluen [CAS: 95-80-7] 2,4,5-Trimetyloanilina [CAS: 137-17-7] o-Anisydyna [CAS: 90-04-0] o-Aminoazobenzen [CAS: 60-09-3] Anilina [CAS: 62-53-3] 2,4-Dimetyloanilina [CAS: 95-68-1] 2,6-Dimetyloanilina [CAS: 87-62-7] Zakres: (5-50) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-431 wyd. 1 z dnia 13.12.2021 PB-486 wyd.1 z dnia 13.12.2021

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Paper and cardboard materials and articles and water extracts	Determination of bisphenols bisphenol S [CAS: 80-09-1] bisphenol F [CAS: 620-92-8] bisphenol A [CAS: 80-05-7] bisphenol B [CAS: 77-40-7] bisphenol AF [CAS: 1478-61-1] Range: from 1,0 µg/l of water extract Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry detection (LC-MS-MS)	PB-346 ed. 4 of 12.01.2026
Textiles and leather materials and articles ¹⁾	Determination of amines ^{2), 3)} High performance liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	In-house test procedure ⁴⁾
Textiles and leather materials and articles	Determination of primary aromatic amines (PAA) released from azo colourants 4-Aminobiphenyl [CAS: 92-67-1] Benzidine [CAS: 92-87-5] 4-Chloro-o-toluidine [CAS: 95-69-2] 2-Naphtylamine [CAS: 91-59-8] o-Aminoazotoluene [CAS: 97-56-3] 2-Amino-4-nitro-toluene [CAS: 99-55-8] 4-Chloroaniline [CAS: 106-47-8] 2,4-Diaminoanisole [CAS: 615-05-4] 4,4'-Diaminodiphenylmethane [CAS: 101-77-9] 3,3'-Dichlorobenzidine [CAS: 91-94-1] 3,3'-Dimethoxybenzidine [CAS: 119-90-4] 3,3'-Dimethylbenzidine [CAS: 119-93-7] 4,4'-methylenedi-o-toluidine [CAS 838-88-0] p-Cresidine [CAS: 120-71-8] 4,4'-Methylene-bis(2-chloro-aniline) [CAS 101-14-4] 4,4'-Oxydianiline [CAS: 101-80-4] 4,4'-Thiodianiline [CAS: 139-65-1] o-Toluidine [CAS: 95-53-4] 2,4-Diaminotoluene [CAS: 95-80-7] 2,4,5-Trimethylaniline [CAS: 137-17-7] o-Anisidine [CAS: 90-04-0] o-Aminoazobenzene [CAS: 60-09-3] Aniline [CAS: 62-53-3] 2,4-Dimethylaniline [CAS: 95-68-1] 2,6-Dimethylaniline [CAS: 87-62-7] Range: (5-50) mg/kg High performance liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)	PB-431 ed. 1 of 13.12.2021 PB-486 ed. 1 of 13.12.2021

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 4-aminodifenyl [CAS :92-67-1] Benzydyna [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidyna [CAS: 95-69-2] 2-naftyloamina [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluen [CAS: 97-56-3] 2-amino-4-nitrotoluen [CAS: 99-55-8] p-chloroanilina [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanizol [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzydyna [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimetoksybenzydyna [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimetylobenzydyna [CAS: 119-93-7] 3,3'-dimetylo-4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 838-88-0] p-krezydyna [CAS: 120-71-8] 4,4'-metyleno- bis(2-chloroanilina) [CAS: 101-14-4] 4,4'-oksydianilina [CAS: 101-80-4] 4,4'-tiodianilina [CAS: 139-65-1] o-toluidyna [CAS: 95-53-4] 2,4-diaminotoluen [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimetylanilina [CAS: 137-17-7] o-anizydyna [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzen [CAS: 60-09-3] Anilina [CAS: 62-53-3] 2,4-dimetyloanilina [CAS: 95-68-1] 2,6-dimetyloanilina [CAS: 87-62-7] 1,5-Diaminonaftalen [CAS: 2243-62-1] 3-Chloroanilina [CAS: 108-42-9] p-Toluidyna [CAS: 106-49-0] 1,4-Fenylendiamina [CAS: 106-50-3] 2,6-Diaminotoluen [CAS: 823-40-5] N,N-Dimetyloanilina [CAS: 121-69-7] 2,2'-metylenodianilina [CAS: 6582-52-1] 2,4'-metylenodianilina [CAS: 1208-52-2] 4,4'-Diaminodifenylsulfon [CAS: 80-08-0] 2-Aminobenzamid [CAS: 88-68-6] 1,3-Fenylendiamina [CAS: 108-45-2] 2,5-Dimetoksy-4-chloroanilina [CAS: 6358-64-1] 4-Aminobenzamid [CAS: 2835-68-9] Kwas 2-amino-1-naftalenosulfonowy [CAS: 81-16-3] Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy [CAS: 88-44-8] 4-Metyloaminosulfono-p-krezydyna [CAS: 49564-57-0] 1,2-Fenylendiamina [CAS: 95-54-5] 5-Amino-6-metylo-2-benzimidazol [CAS: 67014-36-2] 4,4'-metylenbis(3-chloro-2,6-dietylanilina) [CAS: 106246-33-7] Kwas 2-amino-5-chloro-p-toluenosulfonowy [CAS: 88-53-9] 6-etoksynaftalen-2-amina [CAS: 293733-21-8] Kwas 5-amino-2-metylobenzenosulfonowy [CAS: 118-88-7] 4-amino-3-fluorofenol [CAS: 399-95-1] Zakres: od 2,0 µg/kg płynu modelowego 2-metoksy-4-nitroanilina [CAS: 97-52-9] Zakres: od 5,0 µg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-413 wyd. 4 z dn. 25.09.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) Specific migration (calculated)	In-house test procedure ⁴⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of primary aromatic amines (PAA) 4-aminobiphenyl [CAS: 92-67-1] Benzidine [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidine [CAS: 95-69-2] 2-naphthylamine [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluene [CAS: 97-56-3] 2-Amino-4-nitrotoluene [CAS: 99-55-8] p-chloroaniline [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanisole [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodiphenylmethane [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzidine [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimethoxybenzidine [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimethylbenzidine [CAS: 119-93-7] 3,3'-Diamino-4,4'-dimethyldiphenylmethane [CAS: 838-88-0] p-cresidine [CAS: 120-71-8] 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) [CAS: 101-77-9] 4,4'-oxydianiline [CAS: 101-8004] 4,4'-thiodianiline [CAS: 139-65-1] o-toluidine [CAS: 95-53-4] 2,4-toluenediamine [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimethylaniline [CAS: 137-17-7] o-anisidine [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzene [CAS: 60-09-3] Anilin [CAS: 62-53-3] 2,4-dimethylaniline [CAS: 60-09-3] 2,6- dimethylaniline [CAS: 87-62-7] 1,5-Diaminonaphthalene [CAS: 2243-62-1] 3-Chloroaniline [CAS: 108-42-9] p-Toluidine [CAS: 106-49-0] 1,4-Phenylenediamine [CAS: 106-50-3] 2,6-Diaminotoluene [CAS: 87-62-7] N,N Dimethylaniline [CAS: 121-69-7] 2,2'-methylenedianiline [CAS: 6582-52-1] 2,4'-methylenedianiline [CAS: 1208-52-2] 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone [CAS: 80-08-0] 2-Aminobenzamide [CAS: 88-68-6] 1,3-Phenylenediamine [CAS: 108-45-2] 2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline [6358-64-1] 4-Aminobenzamide [CAS: 2835-68-9] 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid [CAS: 81-16-3] 4-Aminotoluene-3-sulfonic acid [CAS: 88-44-8] 4-Methylaminosulfonyl-p-cresidine [CAS: 49564-57-0] 1,2-Phenylenediamine [CAS: 95-54-5] 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolone [CAS: 67014-36-2] 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) [CAS: 106246-33-7] 2-Amino-5-chloro-p-toluenesulfonic Acid 6-Ethoxynaphthalen-2-amine [CAS: 293733-21-8] 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic acid [CAS: 118-88-7] 4-Amino-3-fluorophenol [CAS: 399-95-1] Range: from 2,0 µg/kg of food simulant 2-Methoxy-4-nitroaniline [CAS:97-52-9] Range: from 5,0 µg/kg of food simulant Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) Specific migration (calculated)	PB-413 ed. 4 of 25.09.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) (MPPO (Tenax)) 4-aminodifenyli [CAS :92-67-1] Benzydyna [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidyna [CAS: 95-69-2] 2-naftyloamina [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluen [CAS: 97-56-3] 2-amino-4-nitrotoluen [CAS: 99-55-8] p-chloroanilina [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanizol [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzydyna [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimetoksybenzydyna [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimetylobenzydyna [CAS: 119-93-7] 3,3'-dimetylo-4,4'-diaminodifenylometan [CAS: 838-88-0] p-krezydyna [CAS: 120-71-8] 4,4'-metyleno- bis(2-chloroanilina) [CAS: 101-14-4] 4,4'-oksydianilina [CAS: 101-80-4] 4,4'-tiodianilina [CAS: 139-65-1] o-toluidyna [CAS: 95-53-4] 2,4-diaminotoluen [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimetylanilina [CAS: 137-17-7] o-anizydyna [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzen [CAS: 60-09-3] Anilina [CAS: 62-53-3] 2,4-dimetyloanilina [CAS: 95-68-1] 2,6-dimetyloanilina [CAS: 87-62-7] 1,5-Diaminonaftalen [CAS: 2243-62-1] 3-Chloroanilina [CAS: 108-42-9] p-Toluidyna [CAS: 106-49-0] 1,4-Fenylendiamina [CAS: 106-50-3] 2,6-Diaminotoluen [CAS: 823-40-5] N,N-Dimetyloanilina [CAS: 121-69-7] 2,2'-metylenodianilina [CAS: 6582-52-1] 2,4'-metylenodianilina [CAS: 1208-52-2] 4,4'-Diaminodifenylosulfon [CAS: 80-08-0] 2-Aminobenzamid [CAS: 88-68-6] 1,3-Fenylendiamina [CAS: 108-45-2] 2,5-Dimetoksy-4-chloroanilina [CAS: 6358-64-1] 4-Aminobenzamid [CAS: 2835-68-9] Kwas 2-amino-1-naftalenosulfonowy [CAS: 81-16-3] Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy [CAS: 88-44-8] 4-Metyloaminosulfono-p-krezydyna [CAS: 49564-57-0] 1,2-Fenylendiamina [CAS: 95-54-5] 5-Amino-6-metylo-2-benzimidazolon [CAS: 67014-36-2] 4,4'-metylenobis(3-chloro-2,6-dietylanilina) [CAS: 106246-33-7] Kwas 2-amino-5-chloro-p-toluenosulfonowy [CAS: 88-53-9] 6-etoksynaftalen-2-amina [CAS: 293733-21-8] Kwas 5-amino-2-metylobenzenosulfonowy [CAS: 118-88-7] 4-amino-3-fluorofenol [CAS: 399-95-1] Zakres: od 0,15 µg/dm ² 2-metoksy-4-nitroanilina [CAS: 97-52-9] Zakres: od 0,75 µg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-413 wyd. 4 z dn. 25.09.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of primary aromatic amines (PAA) (MPPO (Tenax)) 4-aminodiphenyl [CAS: 92-67-1] Benzidine [CAS: 92-87-5] 4-chloro-o-toluidine [CAS: 95-69-2] 2-naphthylamine [CAS: 91-59-8] o-aminoazotoluene [CAS: 97-56-3] 2-amino-4-nitrotoluene [CAS: 99-55-8] p-chloroaniline [CAS: 106-47-8] 2,4-diaminoanisole [CAS: 615-05-4] 4,4'-diaminodiphenylmethane [CAS: 101-77-9] 3,3'-dichlorobenzidine [CAS: 91-94-1] 3,3'-dimethoxybenzidine [CAS: 119-90-4] 3,3'-dimethylbenzidine [CAS: 119-93-7] 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane [CAS: 838-88-0] p-cresidine [CAS: 120-71-8] 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) [CAS: 101-14-4] 4,4'-oxydianiline [CAS: 101-80-4] 4,4'-thiodianiline [CAS: 139-65-1] o-toluidine [CAS: 95-53-4] 2,4-diaminotoluene [CAS: 95-80-7] 2,4,5-trimethylaniline [CAS: 137-17-7] o-anisidine [CAS: 90-04-0] 4-aminoazobenzene [CAS: 60-09-3] Aniline [CAS: 62-53-3] 2,4-dimethylaniline [CAS: 95-68-1] 2,6-dimethylaniline [CAS: 87-62-7] 1,5-diaminonaphthalene [CAS: 2243-62-1] 3-chloroaniline [CAS: 108-42-9] p-toluidine [CAS: 106-49-0] 1,4-phenylene diamine [CAS: 106-50-3] 2,6-diaminotoluene [CAS: 823-40-5] N,N-dimethylaniline [CAS: 121-69-7] 2,2'-methylenedianiline [CAS: 6582-52-1] 2,4'-methylenedianiline [CAS: 1208-52-2] 4,4'-diaminodiphenylsulfone [CAS: 80-08-0] 2-aminobenzamide [CAS: 88-68-6] 1,3-phenylene diamine [CAS: 108-45-2] 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline [CAS: 6358-64-1] 4-aminobenzamide [CAS: 2835-68-9] 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid [CAS: 81-16-3] 4-aminotoluene-3-sulfonic acid [CAS: 88-44-8] 4-methylaminosulfonop-cresidine [CAS: 49564-57-0] 1,2-phenylene diamine [CAS: 95-54-5] 5-amino-6-methyl-2-benzimidazolone [CAS: 67014-36-2] 4,4'-methylenebis(3-chloro-2,6-dimethylaniline) [CAS: 106246-33-7] 2-amino-5-chloro-p-toluenesulfonic acid [CAS: 88-53-9] 6-ethoxynaphthalene-2-amine [CAS: 293733-21-8] 5-amino-2-methylbenzenesulfonic acid [CAS: 118-88-7] 4-amino-3-fluorophenol [CAS: 399-95-1] Range: from 0.15 µg/dm² 2-methoxy-4-nitroaniline [CAS: 97-52-9] Range: from 0,75 µg/dm² Method: Liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection (LC-MS-MS)	PB-413 ed 4 of 25.09.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość fotoinicjatorów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 1-hydroksycykloheksylo)fenylometanon [CAS: 947-19-3] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] Zakres: od 0,010 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-497 wyd. 3 z dn. 07.06.2024
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość fotoinicjatorów (MPPO (Tenax)) 1-hydroksycykloheksylo)fenylometanon [CAS: 947-19-3] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] Zakres: od 0,0015 mg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-497 wyd. 3 z dn. 07.06.2024
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość izotiazolinonów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)-on (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] 2-merkaptobenzotiazol (MBT) [CAS: 149-30-4] Zakres: od 0,0050 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-430 wyd. 2 z dn. 27.03.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of photoinitiators (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) 1-hydroksycykloheksylo)fenylometanon [CAS: 947-19-3] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] Range: from 0,010 mg/kg of food simulant Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)	PB-497 ed. 3 of 07.06.2024
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of photoinitiators (MPPO (Tenax)) 1-hydroksycykloheksylo)fenylometanon [CAS: 947-19-3] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] Range: from 0,0015 mg/dm ² Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)	PB-497 ed. 3 of 07.06.2024
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of isothiazolinones (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) [CAS: 149-30-4] Range: from 0,0050 mg/kg of food simulant Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-430 ed. 2 of 27.03.2026
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość izotiazolinonów (MPPO (Tenax)) 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)-on (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] 2-merkaptobenzotiazol (MBT) [CAS: 149-30-4] Zakres: od 0, 40 µg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-430 wyd. 2 z dn. 27.03.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość akryloamidu [CAS: 79-06-1] (MPPO (Tenax)) Zakres: od 0,16 µg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-430 wyd. 2 z dn. 27.03.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość bisfenoli (woda, 3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol; 50% etanol, 95% etanol) bisfenol S [CAS: 80-09-1] bisfenol F [CAS: 620-92-8] bisfenol A [CAS: 80-05-7] bisfenol B [CAS: 77-40-7] bisfenol AF [CAS: 1478-61-1] Zakres: od 1,0 µg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-346 wyd. 4 z dn. 12.01.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of isothiazolinones (MPPO (Tenax)) 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) [CAS: 2682-20-4] 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT) [CAS: 26172-55-4] 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) [CAS: 2634-33-5] 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) [CAS: 26530-20-1] 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one (MBIT) [CAS: 2527-66-4] 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) [CAS: 64359-81-5] 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) [CAS: 149-30-4] Range: from 0, 40 µg/dm ² Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-430 ed. 2 of 27.03.2026
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of acrylamide [CAS: 79-06-1] (MPPO (Tenax)) Range: from 0,16 µg/dm ² Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-430 ed. 2 of 27.03.2026
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of bisphenols (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) bisphenol S [CAS: 80-09-1] bisphenol F [CAS: 620-92-8] bisphenol A [CAS: 80-05-7] bisphenol B [CAS: 77-40-7] bisphenol AF [CAS: 1478-61-1] Range: from 1,0 µg/kg of food simulant Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-346 ed. 4 of 12.01.2026
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość bisfenoli (MPPO (Tenax)) bisfenol S [CAS: 80-09-1] bisfenol F [CAS: 620-92-8] bisfenol A [CAS: 80-05-7] bisfenol B [CAS: 77-40-7] bisfenol AF [CAS: 1478-61-1] Zakres: od 0, 040 µg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-346 wyd. 4 z dn. 12.01.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość pochodnych bisfenoli (95% etanol) BADGE [CAS: 1675-54-3] BADGE·2H ₂ O [CAS: 5581-32-8] BADGE·2HCl [CAS: 4809-35-2] BADGE·H ₂ O [CAS: 76002-91-0] BADGE·HCl [CAS: 13836-48-1] BADGE·HCl·H ₂ O [CAS: 227947-06-0] BFDGE [CAS: 2095-03-6] BFDGE·2H ₂ O [CAS: 72406-26-9] BFDGE·2HCl [CAS: 265741-59-0] Cyclo-di-BADGE [CAS: 20583-87-3] Zakres: od 1,0 µg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-346 wyd. 4 z dn. 12.01.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych	Zawartość pochodnych bisfenoli (MPPO (Tenax)) BADGE [CAS: 1675-54-3] BADGE·2H ₂ O [CAS: 5581-32-8] BADGE·2HCl [CAS: 4809-35-2] BADGE·H ₂ O [CAS: 76002-91-0] BADGE·HCl [CAS: 13836-48-1] BADGE·HCl·H ₂ O [CAS: 227947-06-0] BFDGE [CAS: 2095-03-6] BFDGE·2H ₂ O [CAS: 72406-26-9] BFDGE·2HCl [CAS: 265741-59-0] Cyclo-di-BADGE [CAS: 20583-87-3] Zakres: od 0, 040 µg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PB-346 wyd. 4 z dn. 12.01.2026
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of bisphenols (MPPO (Tenax)) bisphenol S [CAS: 80-09-1] bisphenol F [CAS: 620-92-8] bisphenol A [CAS: 80-05-7] bisphenol B [CAS: 77-40-7] bisphenol AF [CAS: 1478-61-1] Range: from 0,040 µg/dm ² Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-346 ed. 4 of 12.01.2026
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of bisphenol derivatives (95% ethanol) BADGE [CAS: 1675-54-3] BADGE · 2H ₂ O [CAS: 5581-32-8]BADGE · 2HCl [CAS: 4809-35-2] BADGE · H ₂ O [CAS: 76002-91-0] BADGE · HCl [CAS: 13836-48-1] BADGE · HCl · H ₂ O [CAS: 227947-06-0] BFDGE [CAS: 2095-03-6] BFDGE · 2H ₂ O [CAS: 72406-26-9] BFDGE · 2HCl [CAS: 265741-59-0] Cyclo-di-BADGE [CAS: 20583-87-3] Range: from 1,0 µg/kg food simulant Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-346 ed. 4 of 12.01.2026
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles	Determination of bisphenol derivatives (MPPO (Tenax)) BADGE [CAS: 1675-54-3] BADGE · 2H ₂ O [CAS: 5581-32-8]BADGE · 2HCl [CAS: 4809-35-2] BADGE · H ₂ O [CAS: 76002-91-0] BADGE · HCl [CAS: 13836-48-1] BADGE · HCl · H ₂ O [CAS: 227947-06-0] BFDGE [CAS: 2095-03-6] BFDGE · 2H ₂ O [CAS: 72406-26-9] BFDGE · 2HCl [CAS: 265741-59-0] Cyclo-di-BADGE [CAS: 20583-87-3] Range: from 0,040 µg/dm ² Liquid chromatography method with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)	PB-346 ed. 4 of 12.01.2026
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Badawcze AB 079

Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość ftalanów i innych plastifikatorów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) Izoftalan bis(2-etyloheksylu) [CAS: 137-89-3] Fosforan triizobutyli (TIBP) [CAS: 126-71-6] Fosforan tributyli (TBP) [CAS: 126-73-8] Zakres: od 0,033 mg/kg płynu modelowego Ftalan di-izo-nonylu (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Ftalan di-izo-decyli (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] Ester diisononylowy kwasu 1,2 cykloheksanodikarboksylowego (DINCH) [CAS: 166412-78-8] Zakres: od 0,33 mg/kg płynu modelowego Ftalan dimetyli (DMP) [CAS: 131-11-3] Ftalan dialliilu (DAP) [CAS: 131-17-9] Izoftalan dimetyli [CAS: 1459-93-4] Fosforan tris(2-chloroetyli) (TCEP) [CAS: 115-96-8] Adypinian diizobutyli [141-04-8] O-acetylocytrynian trietyli [CAS 77-89-4] Zakres: od 0,0083 mg/kg płynu modelowego Ftalan dietyli (DEP) [CAS: 84-66-2] Ftalan etylowo-izobutyli [CAS: 94491-96-0] Adypinian dibutyli [CAS: 105-99-7] Ftalan dipropylu (DPP2) [CAS: 131-16-8] Ftalan di-izo-butyli (DIBP) [CAS: 84-69-5] Ftalan dibutyli (DBP) [CAS: 84-74-2] Ftalan bis(2-metoksyetyli) (DMEP) [CAS: 117-82-8] Ftalan di-izo-amylu (DIPP) [CAS: 605-50-5] N-pentyl-isopentylphtalate (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] Ftalan di-2-etoksyetyli (DEEP) [CAS: 605-54-9] Ftalan diamylu (DPP) [CAS: 131-18-0] Ftalan di-izo-heksylu (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Ftalan di-n-heksylu (DNHP) [CAS: 84-75-3] Adypinian bis(2-etyloheksylu) (DEHA) [CAS: 103-23-1] Ftalan benzylobutyli (BBP) [CAS: 85-68-7] Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) [CAS: 117-81-7] Ftalan dicykoheksylu (DCHP) [CAS: 84-61-7] Ftalan di-n-oktyli (DNOP) [CAS: 117-84-0] Tereftalan dioktyli (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Ftalan dibenzylu (DBP2) [CAS: 523-31-9] Ftalan bis (2-propyloheptyli) (DPHP) [CAS: 53306-54-0] Ftalan dinonyli (DNP) [CAS: 84-76-4] Ftalan diundecyli (DuDP) [CAS: 3648-20-2]	PB-590 wyd. 3 z dn. 15.10.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of additives, impurities and polimer production aids ^{2), 3)} Gas chromatography method with tandem mass spectrometry detection (GC-MS-MS) Specific migration (calculated)	In-house test procedure ⁴⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of phthalates and other plasticizers (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) Bis(2-ethylhexyl) isophthalate [CAS: 137-89-3] Phosphoric acid, triisobutyl ester (TIBP) [CAS: 126-71-6] Phosphoric acid, tributyl ester (TBP) [CAS: 126-73-8] Range: from 0,033 mg/kg of food simulant Diisononyl phthalate (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Diisodecyl phthalate (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] 1,2 Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl (DINCH) [166412-78-8] Range: from 0,33 mg/kg of food simulant Dimethyl phthalate (DMP) [CAS: 131-11-3] Diallyl phthalate (DAP) [CAS: 131-17-9] Isoftalate dimethyl ester [CAS: 1459-93-4] Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) [CAS: 115-96-8] Diisobutyl adipate [CAS: 141-04-8] O-acetyl-ethyl citrate [CAS: 77-89-4] Range: from 0,0083 mg/kg of food simulant Diethyl phthalate (DEP) [CAS: 84-66-2] Ethylisobutyl phthalate [CAS: 94491-96-0] Dibutyl adipate [CAS: 105-99-7] Dipropyl phthalate (DPP2) [CAS: 131-16-8] Diisobutyl phthalate (DIBP) [CAS: 84-69-5] Dibutyl phthalate (DBP) [CAS: 84-74-2] Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) [CAS: 117-82-8] Diisopentyl phthalate (DIPP) [CAS: 605-50-5] N-pentyl-isopentyl phthalate (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] Di-2-ethoxyethyl phthalate (DEEP) [CAS: 605-54-9] Diamyl phthalate (DPP) [CAS: 131-18-0] Di-isohexyl phthalate (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Di-n-hexyl phthalate (DNHP) [CAS: 84-75-3] Bis(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) [CAS: 103-23-1] Benzylbutyl phthalate (BBP) [CAS: 85-68-7] Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) [CAS: 117-81-7] Dicyclohexyl phthalate (DCHP) [CAS: 84-61-7] Di-n-octyl phthalate (DNOP) [CAS: 117-84-0] Diocetyl terephthalate (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Dibenzyl phthalate (DBP2) [CAS: 523-31-9] Bis(2-propylheptyl) phthalate (DPHP) [CAS: 53306-54-0] Dinonyl phthalate (DNP) [CAS: 84-76-4] Diundecyl phthalate (DuDP) [CAS: 3648-20-2]	PB-590 ed. 3 of 15.10.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Ftalan bis(4-metylo-2-pentylu) (DMPP) [CAS: 84-63-9] Ftalan difenylu (DPhP) [CAS: 84-62-8] Tereftalan dimetylu [CAS: 120-61-6] Ftalan didecylu [CAS 84-77-5] Sebacynian di-2-etyloheksylu [CAS 122-62-3] Sebacynian dibutylu [CAS 109-43-3] Cytrynian tri-n-butyloacetylu [CAS: 77-90-7] Fosforan tris(2-etyloheksylu) [CAS 78-42-2] Cytrynian tributylu [CAS: 77-94-1] Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowego) (TCPP) [CAS: 13674-84-5] Fosforan tris(1,3-dichloro-2-propylu) (TDCPP) [CAS: 13674-87-8] Fosforan tri-2-tolilu [CAS: 78-30-8] Fosforan tri-3-tolilu [CAS: 563-04-2] Fosforan tri-4-tolilu [CAS: 78-32-0] Fosforan trifenylu [CAS: 115-86-6] Cytrynian trietylu [CAS: 77-93-0] Triocetan glicerolu [CAS: 102-76-1] Aminotereftalan dimetylu [CAS: 5372-81-6] Mirystynian metylu [CAS 124-10-7] Zakres: od 0,067 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)	PB-590 wyd. 3 z dn. 15.10.2025
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (DMPP) [CAS: 84-63-9] Diphenyl phthalate (DPhP) [CAS: 84-62-8] Dimethyl terephthalate [CAS: 120-61-6] Didecyl phthalate [CAS: 84-77-5] Di(2-ethylhexyl) sebacate [CAS: 122-62-3] Dibutyl sebacate [CAS: 109-43-3] Tri-n-butyl citrate [CAS: 77-90-7] Tris(2-ethylhexyl) phosphate [CAS: 78-42-2] Tributyl phosphate [CAS: 77-94-1] Tris(2-chloro-1-methyl-ethyl) phosphate (TCPP) [CAS: 13674-84-5] Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP) [CAS No. 13674-87-8] Tri-2-tolyl phosphate [CAS: 78-30-8] Tri-3-tolyl phosphate [CAS: 563-04-2] Tri-4-tolyl phosphate [CAS: 78-32-0] Triphenyl phosphate [CAS: 115-86-6] Triethyl citrate [CAS: 77-93-0] Triocylglycerol [CAS: 102-76-1] Aminoterephthalate dimethyl [CAS: 5372-81-6] Methyl myristate [CAS: 124-10-7] Range: from 0,067 mg/kg of food simulant Gas chromatography with tandem mass spectrometry detection (GC-MS-MS)	PB-590 ed. 3 of 15.10.2025
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tekstury	Zawartość ftalanów i innych plastifikatorów (MPPO (Tenax)) Izoftalan bis(2-etyloheksylu) [CAS: 137-89-3] Fosforan triizobutyli (TIBP) [CAS: 126-71-6] Fosforan tributyli (TBP) [CAS: 126-73-8] Zakres: od 0,002 mg/dm ² Ftalan di-izo-nonylu (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Ftalan di-izo-decyli (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] Ester diisononylowy kwasu 1,2-cykloheksanodikarboksylowego (DINCH) [166412-78-8] Zakres: od 0,02 mg/dm ² Ftalan dimetyli (DMP) [CAS: 131-11-3] Ftalan dialliu (DAP) [CAS: 131-17-9] Izoftalan dimetyli [CAS: 1459-93-4] Fosforan tris(2-chloroetyli) (TCEP) [CAS: 115-96-8] Adypinian diizobutyli [141-04-8] O-acetylocytrynian trietyli [CAS 77-89-4] Zakres: od 0,0005 mg/dm ² Ftalan dietyli (DEP) [CAS: 84-66-2] Ftalan etylo-izobutyli [CAS: 94491-96-0] Adypinian dibutyli [CAS: 105-99-7] Ftalan dipropyli (DPP2) [CAS: 131-16-8] Ftalan di-izo-butyli (DIBP) [CAS: 84-69-5] Ftalan dibutyli (DBP) [CAS: 84-74-2] Ftalan bis(2-metoksyetyli) (DMEP) [CAS: 117-82-8] Ftalan di-izo-amylu (DIPP) [CAS: 605-50-5] N-pentyl-isopentylphtalate (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] Ftalan di-2-etoksyetyli (DEEP) [CAS: 605-54-9] Ftalan diamylu (DPP) [CAS: 131-18-0] Cytrynian tri-n-butyloacetyli (ATBC) [CAS: 77-90-7] Ftalan di-izo-heksyli (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Ftalan di-n-heksyli (DNHP) [CAS: 84-75-3] Adypinian bis(2-etyloheksyli) (DEHA) [CAS: 103-23-1] Ftalan benzylobutyli (BBP) [CAS: 85-68-7] Ftalan di-2-etyloheksyli (DEHP) [CAS: 117-81-7] Ftalan dicykloheksyli (DCHP) [CAS: 84-61-7] Ftalan di-n-oktyli (DNOP) [CAS: 117-84-0] Tereftalan dioktyli (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Ftalan dibenzyli (DBP2) [CAS: 523-31-9] Ftalan bis (2-propyloheptyli) (DHPH) [CAS: 53306-54-0] Ftalan dinonyli (DNP) [CAS: 84-76-4] Ftalan diundecyli (DuDP) [CAS: 3648-20-2] Ftalan bis(4-metylo-2-pentylu) (DMPP) [CAS: 84-63-9] Ftalan difenyli (DPhP) [CAS: 84-62-8] Tereftalan dimetyli [CAS: 120-61-6] Ftalan didecyli [CAS 84-77-5] Sebacynian di-2-etyloheksyli [CAS 122-62-3] Sebacynian dibutyli [CAS 109-43-3] Fosforan tris(2-etyloheksyli) [CAS 78-42-2] Cytrynian tributyli [CAS: 77-94-1] Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowego) (TCPP) [CAS: 13674-84-5] Fosforan tris(1,3-dichloro-2-propyli) (TDCPP) [CAS: 13674-87-8]	PB-590 wyd. 3 z dn. 15.10.2025

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of phthalates and other plasticizers (MPPO (Tenax)) Bis(2-ethylhexyl) isophthalate [CAS: 137-89-3] Phosphoric acid, triisobutyl ester (TIBP) [CAS: 126-71-6] Phosphoric acid, tributyl ester (TBP) [CAS: 126-73-8] Range: from 0,002 mg/dm ² Diisononyl phthalate (DINP) [CAS: 28553-12-0; 68515-48-0] Diisodecyl phthalate (DIDP) [CAS: 26761-40-0; 68515-49-1] 1,2 Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl (DINCH) [166412-78-8] Range: from 0,02 mg/dm ² Dimethyl phthalate (DMP) [CAS: 131-11-3] Diallyl phthalate (DAP) [CAS: 131-17-9] Isoftalate dimethyl ester [CAS: 1459-93-4] Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) [CAS: 115-96-8] Diisobutyl adipate [CAS: 141-04-8] O-acetyl-ethyl citrate [CAS: 77-89-4] Range: from 0,0005 mg/dm ² Diethyl phthalate (DEP) [CAS: 84-66-2] Ethylisobutyl phthalate [CAS: 94491-96-0] Dibutyl adipate [CAS: 105-99-7] Dipropyl phthalate (DPP2) [CAS: 131-16-8] Diisobutyl phthalate (DIBP) [CAS: 84-69-5] Dibutyl phthalate (DBP) [CAS: 84-74-2] Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) [CAS: 117-82-8] Diisopentyl phthalate (DIPP) [CAS: 605-50-5] N-pentyl-isopentyl phthalate (PIPP(2)) [CAS: 776297-69-9] Di-2-ethoxyethyl phthalate (DEEP) [CAS: 605-54-9] Diamyl phthalate (DPP) [CAS: 131-18-0] Tri-n-butyl citrate (ATBC) [CAS: 77-90-7] Di-isohexyl phthalate (DMPP) [CAS: 71850-09-4] Di-n-hexyl phthalate (DNHP) [CAS: 84-75-3] Bis(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) [CAS: 103-23-1] Benzylbutyl phthalate (BBP) [CAS: 85-68-7] Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) [CAS: 117-81-7] Dicyclohexyl phthalate (DCHP) [CAS: 84-61-7] Di-n-octyl phthalate (DNOP) [CAS: 117-84-0] Diocetyl terephthalate (DOTP) [CAS: 6422-86-2] Dibenzyl phthalate (DBP2) [CAS: 523-31-9] Bis(2-propylheptyl) phthalate (DPHP) [CAS: 53306-54-0] Dinonyl phthalate (DNP) [CAS: 84-76-4] Diundecyl phthalate (DuDP) [CAS: 3648-20-2] Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (DMPP) [CAS: 84-63-9] Diphenyl phthalate (DPhP) [CAS: 84-62-8] Dimethyl terephthalate [CAS: 120-61-6] Didecyl phthalate [CAS: 84-77-5] Di(2-ethylhexyl) sebacate [CAS: 122-62-3] Dibutyl sebacate [CAS: 109-43-3] Tris(2-ethylhexyl) phosphate [CAS: 78-42-2] Tributyl phosphate [CAS: 77-94-1] Tris(2-chloro-1-methyl-ethyl) phosphate (TCPP) [CAS: 13674-84-5] Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP) [CAS: 13674-87-8]	PB-590 ed. 3 of 15.10.2025

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Fosforan tri-2-tolilu [CAS: 78-30-8] Fosforan tri-3-tolilu [CAS: 563-04-2] Fosforan tri-4-tolilu [CAS: 78-32-0] Fosforan trifenyłu [CAS: 115-86-6] Cytrynian trietylu [CAS: 77-93-0] Trioctan glicerolu [CAS: 102-76-1] Aminotereftalan dimetylu [CAS: 5372-81-6] Mirystynian metylu [CAS 124-10-7] Zakres: od 0,004 mg/dm ² Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-590 wyd. 2 z dn. 10.07.2025
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość olejów mineralnych (MOSH, MOAH) ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-396/GC ⁶⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość olejów mineralnych (MOSH, MOAH) (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol; 50% etanol, 95% etanol) Zakres: od 0,10 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-396 wyd. 3 z dn. 29.07.2026
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość olejów mineralnych (MOSH, MOAH) (MPPO (Tenax)) Zakres: od 0,015 mg/dm ² Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-396 wyd. 3 z dn. 29.07.2026

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Tri-2-tolyl phosphate [CAS: 78-30-8] Tri-3-tolyl phosphate [CAS: 563-04-2] Tri-4-tolyl phosphate [CAS: 78-32-0] Triphenyl phosphate [CAS: 115-86-6] Triethyl citrate [CAS: 77-93-0] Triocylglycerol [CAS: 102-76-1] Aminoterephthalate dimethyl [CAS: 5372-81-6] Methyl myristate [CAS: 124-10-7] Range: from 0,004 mg/dm ² Gas chromatography with tandem mass spectrometry detection (GC-MS-MS) Specific migration (calculated)	PB-590 ed. 2 of 10.07.2025
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of mineral oils (MOSH, MOAH) ^{2), 3)} Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID) Specific migration (calculated)	PB-396/GC ⁶⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of mineral oils (MOSH, MOAH) (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) Range: from 0,10 mg/kg of food simulant Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID) Specific migration (calculated)	PB-396 ed. 3 of 29.07.2026
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of mineral oils (MOSH, MOAH) (MPPO (Tenax)) Range: from 0,015 mg/dm ² Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID) Specific migration (calculated)	PB-396 ed. 3 of 29.07.2026

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Screening substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), zawartość ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-MS-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Screening substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), zawartość (MPPO (Tenax)) Zakres: (0,01 – 60) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-MS-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-411 wyd. I z dn. 29.06.2020
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury Płyny modelowe po migracji	Screening substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), zawartość (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol, izooktan) Zakres: od 0,01 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-MS-FID) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-501 wyd. 2 z dn. 26.01.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Screening of non-intentionally added substances (NIAS), determination ^{2), 3)} Gas chromatography method with mass spectrometry detection and flame ionization detector (GC-MS-FID) Specific migration (calculated)	In-house test procedures ⁴⁾
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Screening of non-intentionally added substances (NIAS), determination (MPPO (Tenax)) Range: (0,01 – 60) mg/kg Gas chromatography method with mass spectrometry detection and flame ionization detector (GC-MS-FID) Specific migration (calculated)	PB-411 ed I of 29.06.2020
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles Food simulants after migration	Screening of non-intentionally added substances (NIAS), determination (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol, isooctan) Range: from 0,01 mg/kg of food simulant Gas chromatography method with mass spectrometry detection and flame ionization detector (GC-MS-FID) Specific migration (calculated)	PB-501 ed. 2 of 26.01.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i inne materiały i wyroby opakowaniowe ¹⁾ Płyny modelowe po migracji ¹⁾	Zawartość dodatków, zanieczyszczeń i substancji pomocniczych ^{2), 3)} Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość fotoinicjatorów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) tlenek fenylbis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS: 162881-26-7] 2-benzyl-2-(dimetyloamino)-4'-morfolinobutyrofenon [CAS: 119313-12-1] 1,1'-(metyleno-di-4,1-fenyleno)bis[2-hydroksy-2-metylo-1-propanon] [CAS: 474510-57-1] 2-benzoilo benzoesan metylu [CAS: 606-28-0] 1-[4-(2-hydroksyetyloksy)-fenylo]-2-hydroksy-2-metylo-1-propan-1-on [CAS: 106797-53-9] 2,4-dietylo-9H-tioksanten-9-on, [CAS: 82799-44-8] 2-karboksybenzofenon [CAS: 85-52-9] oligo(2-hydroksy-2-metylo-1-(4-(1-metylowinylo)fenylo)propanon) [CAS: 163702-01-0] 2,2-dimetoksy-2-feniloacetofenon [CAS: 24650-42-8] 2-metylo-1-(4-metylotiofenylo)-2-morfolinopropan-1-on [CAS: 71868-10-5] 4-(dimetyloamino)benzoesan 3-metylobutylo [CAS: 21245-01-2] 4-(dimetyloamino)benzoesan etylu [CAS: 10287-53-3] 4-(dimetyloamino)benzoesan 2-etyloheksylu [CAS: 21245-02-3] 4-fenylbenzofenon [CAS: 2128-93-0] benzofenon [CAS: 119-61-9] tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS: 75980-60-8] 1-[4-(4-benzoilofenylo)sulfanylo] fenyl-2-metylo-2-[(4-metylofenylo) sulfonylo]propan-1-on [CAS: 272460-97-6] 4-(dimetyloamino)benzoesan 2-[2-[4-(dimetyloamino)benzoilo]oksyetylo-metyloamino]etyl [CAS: 925246-00-0] 1-chloro-4-propoksytioksanton [CAS: 142770-42-1] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] 4,4'-bis(dietyloamino)benzofenon [CAS: 90-93-7] 4,4'-bis(dimetyloamino)benzofenon [CAS: 90-94-8] 4-hydroksybenzofenon [CAS: 1137-42-4] 4-hydroksymetylobenzofenon [CAS: 81449-01-6] 4-metoksybenzofenon [CAS: 611-94-9] 2,4,6-trimetylobenzofenone [CAS: 954-16-5] Zakres: od 0,010 mg/kg płynu modelowego suma izomerów metylobenzofenonu [CAS: 131-58-8; 134-84-9] suma izomerów izopropyl-9H-tioksanten-9-onu [CAS: 75081-21-9] Zakres: od 0,020 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS) Migracja specyficzna (z obliczeń)	PB-497 wyd. 3 z dn. 07.06.2024

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Materials and articles in contact with food and other packaging materials and articles ¹⁾ Food simulants after migration ¹⁾	Determination of additives, impurities and polymer production aids ^{2), 3)} Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS) Specific migration (calculated)	In-house test procedures ⁴⁾
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of photoinitiators (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [CAS: 162881-26-7] 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone [CAS: 119313-12-1] 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone] [CAS: 474510-57-1] Methyl-2-benzoyl-benzoate [CAS: 606-28-0] 1-[4-(2-Hydroxyethoxy)-phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propane-1-one [CAS: 106797-53-9] 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one, [CAS: 82799-44-8] 2-Carboxybenzophenone [CAS: 85-52-9] oligo(2-hydroxy-2-methyl-1-(4-(1-methylvinyl)phenyl)propanone) [CAS: 163702-01-0] 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone [CAS: 24650-42-8] 1-Propanone, 2-methyl-1-[(4-methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl) [CAS: 71868-10-5] Isoamyl 4-(Dimethylamino)-Benzoate [CAS: 21245-01-2] Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, ethyl ester [CAS: 10287-53-3] Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, 2-ethylhexyl ester [CAS: 21245-02-3] 4-Phenylbenzophenone [CAS: 2128-93-0] Benzophenone [CAS: 119-61-9] Diphenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoyl [CAS: 75980-60-8] 1-[4-(4-Benzoylphenyl)sulfanyl]phenyl]-2-methyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]propan-1-one [CAS: 272460-97-6] (Methylamino)diethane-2,1-diylbis(4-dimethylamino amino benzoate) [CAS: 925246-00-0] 1-Chloro-4-propoxythioxanthone [CAS: 142770-42-1] 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone [CAS: 7473-98-5] 4,4'-Bis-(diethylamino)-benzophenone [CAS: 90-93-7] 4,4'-bis-dimethylamino-benzophenone [CAS: 90-94-8] 4-Hydroxybenzophenone [CAS: 1137-42-4] 4-Hydroxymethyl-benzophenone [CAS: 81449-01-6] 4-Methoxybenzophenone [CAS: 611-94-9] Methanone, phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)- [CAS: 954-16-5] Range: from 0,010 mg/kg of food simulant Sum of methylbenzophenone isomers [CAS: 131-58-8; 134-84-9] sum of isopropyl-9H-thioxanthen-9-one isomers [CAS: 75081-21-9] Range: from 0,020 mg/kg of food simulant Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS) Specific migration (calculated)	PB-497 ed. 3 of 07.06.2024

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tekstury	Zawartość fotoinicjatorów (MPPO (Tenax)) tlenek fenylbis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS: 162881-26-7] 2-benzyl-2-(dimetyloamino)-4'-morfolinobutyrofenon [CAS: 119313-12-1] 1,1'-(metyleno-di-4,1-fenylene)bis[2-hydroksy-2-metylo-1-propanon] [CAS: 474510-57-1] 2-benzoilo benzoesan metylu [CAS: 606-28-0] 1-[4-(2-hydroksyetyloksy)-fenylo]-2-hydroksy-2-metylo-1-propan-1-on [CAS: 106797-53-9] 2,4-dietylo-9H-tioksanten-9-on, [CAS: 82799-44-8] 2-karboksybenzofenon [CAS: 85-52-9] oligo(2-hydroksy-2-metylo-1-(4-(1-metylowinylo)fenylo)propanon) [CAS: 163702-01-0] 2,2-dimetoksy-2-fenylacetofenon [CAS: 24650-42-8] 2-metylo-1-(4-metylotiofenylo)-2-morfolinopropan-1-on [CAS: 71868-10-5] 4-(dimetyloamino)benzoesan 3-metylobutylo [CAS: 21245-01-2] 4-(dimetyloamino)benzoesan etylu [CAS: 10287-53-3] 4-(dimetyloamino)benzoesan 2-etyloheksylu [CAS: 21245-02-3] 4-fenylbenzofenon [CAS: 2128-93-0] benzofenon [CAS: 119-61-9] tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS: 75980-60-8] 1-[4-(4-benzoilofenylo)sulfanylo] fenylo]-2-metylo-2-[(4-metylofenylo) sulfonylo]propan-1-on [CAS: 272460-97-6] 4-(dimetyloamino)benzoesan 2-[2-[4-(dimetyloamino)benzoilo]oksyetylo-metyloamino]etyl [CAS: 925246-00-0] 1-chloro-4-propoksytioksanton [CAS: 142770-42-1] 2-hydroksy-2-metylofenylopropanon [CAS: 7473-98-5] 4,4'-bis(dietyloamino)benzofenon [CAS: 90-93-7] 4,4'-bis(dimetyloamino)benzofenon [CAS: 90-94-8] 4-hydroksybenzofenon [CAS: 1137-42-4] 4-hydroksymetylobenzofenon [CAS: 81449-01-6] 4-metoksybenzofenon [CAS: 611-94-9] 2,4,6-trimetylobenzofenone [CAS: 954-16-5] Zakres: od 0,010 mg/kg suma izomerów metylobenzofenonu [CAS: 131-58-8; 134-84-9] suma izomerów izopropyl-9H-tioksanten-9-onu [CAS: 75081-21-9] Zakres: od 0,020 mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS)	PB-497 wyd. 3 z dn. 07.06.2024
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of photoinitiators (MPPPO (Tenax)) Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [CAS: 162881-26-7] 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone [CAS: 119313-12-1] 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone] [CAS: 474510-57-1] Methyl-2-benzoyl-benzoate [CAS: 606-28-0] 1-[4-(2-Hydroxyethoxy)-phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propane-1-one [CAS: 106797-53-9] 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one, [CAS: 82799-44-8] 2-Carboxybenzophenone [CAS: 85-52-9] oligo(2-hydroxy-2-methyl-1-(4-(1-methylvinyl)phenyl)propanone) [CAS: 163702-01-0] 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone [CAS: 24650-42-8] 1-Propanone, 2-methyl-1-[(4-methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl) [CAS: 71868-10-5] Isoamyl 4-(Dimethylamino)-Benzoate [CAS: 21245-01-2] Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, ethyl ester [CAS: 10287-53-3] Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, 2-ethylhexyl ester [CAS: 21245-02-3] 4-Phenylbenzophenone [CAS: 2128-93-0] Benzophenone [CAS: 119-61-9] Diphenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinioxid [CAS: 75980-60-8] 1-[4-(4-Benzoylphenyl)sulfanyl]phenyl]-2-methyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]propan-1-one [CAS: 272460-97-6] (Methylamino)diethane-2,1-diylbis(4-dimethylamino amino benzoate) [CAS: 925246-00-0] 1-Chloro-4-propoxythioxanthone [CAS: 142770-42-1] 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone [CAS: 7473-98-5] 4,4'-Bis-(diethylamino)-benzophenone [CAS: 90-93-7] 4,4'-bis-dimethylamino-benzophenone [CAS: 90-94-8] 4-Hydroxybenzophenone [CAS: 1137-42-4] 4-Hydroxymethyl-benzophenone [CAS: 81449-01-6] 4-Methoxybenzophenone [CAS: 611-94-9] Methanone, phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)- [CAS: 954-16-5] Range: from 0,010 mg/kg Sum of methylbenzophenone isomers [CAS: 131-58-8; 134-84-9] sum of isopropyl-9H-thioxanthen-9-one isomers [CAS: 75081-21-9] Range: from 0,020 mg/kg Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)	PB-497 ed. 3 of 07.06.2024
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury Płyny modelowe po migracji	Zawartość akrylanów (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate [CAS: 2867-47-2] Pentaerythritol tetraacrylate, PETetraA [CAS: 4986-89-4] APPTTA B ethoxylated(5)pentaerythritol tetraacrylate [CAS: 51728-26-8] 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-methyloxirane and oxirane, PPTTA A [CAS: 144086-02-2] Neopentyl glycol propoxylate (1 PO/OH) diacrylate [CAS: 84170-74-1] Urethanacrylat (akrylan uretanu) [CAS: 63225-53-6] Dipentaerythritolhexaacrylat, DPEHA [CAS: 29570-58-9] Glycerine propoxylate triacrylate, GPTA [CAS: 52408-84-1] DiTMPTetraA [CAS: 94108-97-1] eoTMPTA 428 [CAS: 28961-43-5] TEGDMA [CAS: 109-17-1] Triethylene glycol diacrylate [CAS: 1680-21-3] TPGDA [CAS 42978-66-5] Butandiol diacrylate (BDDA) [CAS: 1070-70-8] Acrylic acid, diester with diethyleneglycol, DEGDA [CAS: 4074-88-8] Trimethylolpropane triacrylate, TMPTriA [CAS: 15625-89-5] Dipropylene Glycol Diacrylate, DPGDA [CAS: 57472-68-1] Acrylic acid, hexamethylene ester, HDDA [CAS: 13048-33-4] Pentaerythritol triacrylate, PETiA [CAS: 3524-68-3] Tetra(ethylene glycol) diacrylate, TEGDA [CAS: 17831-71-9] Dipentaerythritol pentaacrylate, DPEPA [CAS: 60506-81-2] 1-Butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl] [CAS: 119344-86-4] 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate [CAS: 7328-17-8] Trimethylolpropane propoxylate triacrylate [CAS: 53879-54-2] 3-methyl-1,5-pentanedyl diacrylate [CAS: 64194-22-5] Tetramethylene dimethacrylate [CAS: 2082-81-7] Propylidynetrimethyl trimethacrylate [CAS: 3290-92-4] Zakres: od 0,01 mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS)	PB-499 wyd. 3 z dn. 30.10.2023
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles Food simulants after migration	Determination of acrylates (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate [CAS: 2867-47-2] Pentaerythritol tetraacrylate, PETetraA [CAS: 4986-89-4] APPTTA B ethoxylated(5)pentaerythritol tetraacrylate [CAS: 51728-26-8] 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-methyloxirane and oxirane, PPTTA A [CAS: 144086-02-2] Neopentyl glycol propoxylate (1 PO/OH) diacrylate [CAS: 84170-74-1] Urethanacrylat (akrylan uretanu) [CAS: 63225-53-6] Dipentaerythritolhexaacrylat, DPEHA [CAS: 29570-58-9] Glycerine propoxylate triacrylate, GPTA [CAS: 52408-84-1] DiTMPTetraA [CAS: 94108-97-1] eoTMPTA 428 [CAS: 28961-43-5] TEGDMA [CAS: 109-17-1] Triethylene glycol diacrylate [CAS: 1680-21-3] TPGDA [CAS 42978-66-5] Butandiol diacrylate (BDDA) [CAS: 1070-70-8] Acrylic acid, diester with diethyleneglycol, DEGDA [CAS: 4074-88-8] Trimethylolpropane triacrylate, TMPTriA [CAS: 15625-89-5] Dipropylene Glycol Diacrylate, DPGDA [CAS: 57472-68-1] Acrylic acid, hexamethylene ester, HDDA [CAS: 13048-33-4] Pentaerythritol triacrylate, PETiA [CAS: 3524-68-3] Tetra(ethylene glycol) diacrylate, TEGDA [CAS: 17831-71-9] Dipentaerythritol pentaacrylate, DPEPA [CAS: 60506-81-2] 1-Butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl] [CAS: 119344-86-4] 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate [CAS: 7328-17-8] Trimethylolpropane propoxylate triacrylate [CAS: 53879-54-2] 3-methyl-1,5-pentanedyl diacrylate [CAS: 64194-22-5] Tetramethylene dimethacrylate [CAS: 2082-81-7] Propylidynetrimethyl trimethacrylate [CAS: 3290-92-4] Range: from 0,01 mg/kg of food simulant Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)	PB-499 ed. 3 of 30.10.2023
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość akrylanów (MPPPO (Tenax)) 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate [CAS: 2867-47-2] Pentaerythritol tetraacrylate, PETetraA [CAS: 4986-89-4] APPTTA B ethoxylated(5)pentaerythritol tetraacrylate [CAS: 51728-26-8] 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-methyloxirane and oxirane, PPTTA A [CAS: 144086-02-2] Neopentyl glycol propoxylate (1 PO/OH) diacrylate [CAS: 84170-74-1] Urethanacrylat (akrylan uretanu) [CAS: 63225-53-6] Dipentaerythritolhexaacrylat, DPEHA [CAS: 29570-58-9] Glycerine propoxylate triacrylate, GPTA [CAS: 52408-84-1] DiTMPTetraA [CAS: 94108-97-1] eoTMPTA 428 [CAS: 28961-43-5] TEGDMA [CAS: 109-17-1] Triethylene glycol diacrylate [CAS: 1680-21-3] TPGDA [CAS 42978-66-5] Butandiol diacrylate (BDDA) [CAS: 1070-70-8] Acrylic acid, diester with diethyleneglycol, DEGDA [CAS: 4074-88-8] Trimethylolpropane triacrylate, TMPTriA [CAS: 15625-89-5] Dipropylene Glycol Diacrylate, DPGDA [CAS: 57472-68-1] Acrylic acid, hexamethylene ester, HDDA [CAS: 13048-33-4] Pentaerythritol triacrylate, PETiA [CAS: 3524-68-3] Tetra(ethylene glycol) diacrylate, TEGDA [CAS: 17831-71-9] Dipentaerythritol pentaacrylate, DPEPA [CAS: 60506-81-2] 1-Butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl] [CAS: 119344-86-4] 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate [CAS: 7328-17-8] Trimethylolpropane propoxylate triacrylate [CAS: 53879-54-2] 3-methyl-1,5-pentanedyl diacrylate [CAS: 64194-22-5] Tetramethylene dimethacrylate [CAS: 2082-81-7] Propylidynetrimethyl trimethacrylate [CAS: 3290-92-4] Zakres: od 0,0015 mg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS)	PB-499 wyd. 3 z dn. 30.10.2023
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwasczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of acrylates (MPPO (Tenax)) 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate [CAS: 2867-47-2] Pentaerythritol tetraacrylate, PETetraA [CAS: 4986-89-4] APPTTA B ethoxylated(5)pentaerythritol tetraacrylate [CAS: 51728-26-8] 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-methyloxirane and oxirane, PPTTA A [CAS: 144086-02-2] Neopentyl glycol propoxylate (1 PO/OH) diacrylate [CAS: 84170-74-1] Urethanacrylat (akrylan uretanu) [CAS: 63225-53-6] Dipentaerythritolhexaacrylat, DPEHA [CAS: 29570-58-9] Glycerine propoxylate triacrylate, GPTA [CAS: 52408-84-1] DiTMPTetraA [CAS: 94108-97-1] eoTMPTA 428 [CAS: 28961-43-5] TEGDMA [CAS: 109-17-1] Triethylene glycol diacrylate [CAS: 1680-21-3] TPGDA [CAS 42978-66-5] Butandiol diacrylate (BDDA) [CAS: 1070-70-8] Acrylic acid, diester with diethyleneglycol, DEGDA [CAS: 4074-88-8] Trimethylolpropane triacrylate, TMPTriA [CAS: 15625-89-5] Dipropylene Glycol Diacrylate, DPGDA [CAS: 57472-68-1] Acrylic acid, hexamethylene ester, HDDA [CAS: 13048-33-4] Pentaerythritol triacrylate, PETiA [CAS: 3524-68-3] Tetra(ethylene glycol) diacrylate, TEGDA [CAS: 17831-71-9] Dipentaerythritol pentaacrylate, DPEPA [CAS: 60506-81-2] 1-Butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl] [CAS: 119344-86-4] 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate [CAS: 7328-17-8] Trimethylolpropane propoxylate triacrylate [CAS: 53879-54-2] 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate [CAS: 64194-22-5] Tetramethylene dimethacrylate [CAS: 2082-81-7] Propylidynetrimethyl trimethacrylate [CAS: 3290-92-4] Range: from 0,0015 mg/dm² Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)	PB-499 ed. 3 of. 30.10.2023
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Płyny modelowe po migracji	Zawartość kwasu akrylowego i kwasu metakrylowego (3% kwas octowy, 10% etanol, 20% etanol, 50% etanol, 95% etanol) Kwas akrylowy [CAS: 79-10-7] Zakres: (1,0 - 10) mg/kg płynu modelowego Kwas metakrylowy [CAS: 79-41-4] Zakres: (2,0 – 10) mg/kg płynu modelowego Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS)	PB-573 wyd. 3 z dn. 07.11.2023
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych Materiały i wyroby z papieru, tektury	Zawartość kwasu akrylowego i kwasu metakrylowego (MPPO (Tenax)) Zakres: Kwas akrylowy [CAS: 79-10-7] Kwas metakrylowy [CAS: 79-41-4] Zakres: (0,15-1,7) mg/dm ² Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas i czasem przelotu (LC-QTOF-MS)	PB-573 wyd. 3 z dn. 07.11.2023
	Migracja specyficzna (z obliczeń)	

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles Food simulants after migration	Determination of acrylic acid and methacrylic acid (3% acetic acid, 10% ethanol, 20% ethanol, 50% ethanol, 95% ethanol) Acrylic acid [CAS: 79-10-7] Range: (1,0 - 10) mg/kg of food simulant Methacrylic acid [CAS: 79-41-4] Range: (2,0 – 10) mg/kg of food simulant Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)	PB-573 ed. 3 of 07.11.2023
	Specific migration (calculated)	
Plastic materials and articles Paper and cardboard materials and articles	Determination of acrylic acid and methacrylic acid (MPPO (Tenax) Acrylic acid [CAS: 79-10-7] Methacrylic acid [CAS: 79-41-4] Range: (0,15-1,7) mg/dm ² Liquid chromatography method with Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)	PB-573 ed. 3 of 07.11.2023
	Specific migration (calculated)	

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Laboratorium Badawcze AB 079
Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Wydanie 18, data wydania: 23.10.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych ¹⁾ Materiały i wyroby z papieru, tekstury ¹⁾	Zawartość olejów mineralnych (MOSH/POSH, MOAH) ^{2), 3)} Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID)	Procedury badawcze ⁴⁾
Materiały i wyroby z papieru, tekstury	Zawartość olejów mineralnych (MOSH/POSH, MOAH) Zakres: (0,50 – 600) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID)	PB-390 wyd. 2 z dn. 28.06.2024
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych	Zawartość olejów mineralnych (MOSH/POSH, MOAH) Zakres: (0,50 – 3000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z układem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-GC-FID)	PB-390 wyd. 2 z dn. 28.06.2024

- ¹⁾ Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań.
- ²⁾ Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej).
- ³⁾ Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej.
- ⁴⁾ Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium.
- ⁵⁾ Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach.
- ⁶⁾ Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium.

Sporządził: Starszy Specjalista ds. Jakości	Agnieszka Narloch Elektrycznie podpisany przez Agnieszka Narloch Data: 2026.10.23 11:03:41 +02'00'
Wydął: Kierownik ds. Jakości	Sylvia Patyk Elektrycznie podpisany przez Sylvia Patyk Data: 2026.10.23 12:03:44 +02'00'

The lists of activities carried out within the flexible scope of accreditation

Testing Laboratory AB 079

Non-Food and Packaging Laboratory

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Edition 18, Edition date: 23.10.2026

Material/ product tested	Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Reference documents
Plastic materials and articles ¹⁾ Paper and cardboard materials and articles ¹⁾	Determination of mineral oils (MOSH/POSH, MOAH) ^{2), 3)} Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID)	In-house test procedures ⁴⁾
Paper and cardboard materials and articles	Determination of mineral oils (MOSH/POSH, MOAH) Range: (0,50 - 600) mg/kg Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID)	PB-390 ed. 2 of 28.06.2024
Plastic materials and articles	Determination of mineral oils (MOSH/POSH, MOAH) Range: (0,50 - 3000) mg/kg Gas chromatography method with flame ionization detection coupled with high performance liquid chromatography method (HPLC-GC-FID)	PB-390 ed. 2 of 28.06.2024

¹⁾ Adding the subject of research within a group of subjects.

²⁾ Adding the examined feature within the subject / groups of subjects and methods (research techniques).

³⁾ Change in the measuring range of the test method.

⁴⁾ Applying updated and implemented new methods described in-house test procedures.

⁵⁾ Applying updated and implemented new methods described in the standardized methods.

⁶⁾ Applying updated methods described in-house test procedures.

Prepared by: Senior Quality Assurance Specialist	Agnieszka Narloch Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Narloch Data: 2026.10.23 11:04:19 +02'00'
Issued by: Quality Assurance Manager	Sylvia Patyk Elektronicznie podpisany przez Sylvia Patyk Data: 2026.10.23 12:04:09 +02'00'